

**Istruzioni per l'uso:**

- 1 Fissare lo stelo del tubo alla fonte di ossigeno
- 2 Fissare l'altra estremità allo stelo di entrata della maschera
- 3 Regolare il flusso di ossigeno al livello prescritto dal medico
- 4 Applicare la maschera sul viso del paziente coprendo sia la bocca che il naso
- 5 Facendo passare la banda elastica dietro la testa e le orecchie del paziente posizionarla sul retro del collo
- 6 Regolare la tensione della banda, per fermare la maschera in posizione. tirando le bande elastiche attraverso le apposite fessure
- 7 Modellare il naso in metallo tenero sul viso del paziente

**Instructions for use:**

- 1 Attach tubing system to oxygen source
- 2 Attach other end to inlet stem on mask
- 3 Set oxygen flow to level prescribed by physician
- 4 Place mask on patients face covering both mouth and nose
- 5 Pass elastic strap over patient's head and ears, on the neck
- 6 Adjust strap tension to hold mask in position by pulling elastic straps through slots towards you
- 7 Model soft metal nose piece to patient's face

**Notice de mode d'emploi:**

- 1 Fixez la queue du tube à la source d'oxygène;
- 2 Fixez l'autre extrémité à la tige d'entrée du masque;
- 3 Réglez le flux d'oxygène au niveau prescrit par le médecin;
- 4 Appliquez le masque sur le visage du patient en recouvrant aussi bien la bouche que le nez;
- 5 Faites passer la bande élastique derrière la tête et les oreilles du patient et placez-la derrière le cou;
- 6 Réglez la tension de la bande, dans le but de maintenir le masque en position, en tirant les bandes élastiques à travers les fessures prévues à cet effet;
- 7 Modelez le nez en métal mou sur le visage du patient.

**Gebrauchsanweisung:**

- 1 Den Schaft des Schlauches an der Sauerstoffquelle befestigen.
- 2 Das andere Ende am Eintrittsschaft der Maske befestigen
- 3 Den Sauerstoffdurchfluss auf das vom Arzt verschriebene Niveau einstellen.
- 4 Die Maske auf das Gesicht des Patienten

- setzen, dabei Mund und Nase bedecken.
- 5 Das Elastikband hinter dem Kopf und den Ohren des Patienten durchführen und am Nacken positionieren.
- 6 Die Spannung des Bandes regulieren, um die Maske in ihrer Position zu befestigen, indem die Elastikbänder durch die entsprechenden Schlitzte gezogen werden.
- 7 Die Metallfeder auf dem Gesicht des Patienten zurechtbiegen.

**Instrucciones de uso.**

- 1 Acople el cuerpo del tubo a la fuente de oxígeno
- 2 Acople el otro extremo del tubo al cuerpo de entrada de la máscara
- 3 Regule el flujo de oxígeno al nivel prescrito por el médico
- 4 Coloque la máscara sobre el rostro del paciente cubriendo nariz y boca
- 5 Pase el elástico por detrás de la cabeza y orejas del paciente, y coloque la máscara en la zona posterior del cuello
- 6 Regule la tensión del elástico, para colocar la máscara adecuadamente, tirando de los elásticos por las aberturas correspondientes
- 7 Modele la pinza metálica a la altura de la nariz sobre el rostro del paciente

**Sposób użycia**

- 1 Przyłączyć dren do źródła tlenu
- 2 Przyłączyć drugi koniec drenu do maski
- 3 Ustawić przepływ tlenu na poziomie zaleconym przez lekarza
- 4 Umieścić maskę na twarzy pacjenta przykrywając usta i nos
- 5 Umocować elastyczną taśmę przekładając ją przez głowę pacjenta
- 6 Dopasować napięcie taśmy tak, aby maska dobrze przylegała
- 7 Dopasować blaszkę do nasady nosa

**Instruções de utilização:**

- 1 Ligar uma extremidade do tubo à fonte de oxigénio.
- 2 Ligar a outra extremidade ao conector de entrada da máscara.
- 3 Ajustar o fluxo de oxigénio conforme o nível prescrito pelo seu médico.
- 4 Colocar a máscara no rosto do paciente, de modo a cobrir a boca e o nariz.
- 5 Colocar o elástico por cima das orelhas do paciente, fixando-o na parte posterior do pescoço.
- 6 Para obter o correcto posicionamento da máscara ajuste a tensão dos elásticos, puxando a extremidade do elástico para si.
- 7 Modelar o clipe metálico ao rosto do paciente.

O2		Air+O2 Delivered
24%	4 l/min	53 l/min
28%	4 l/min	45 l/min
31%	6 l/min	47 l/min
35%	8 l/min	45 l/min
40%	8 l/min	33 l/min
50%	10 l/min	33 l/min
60%	15 l/min	30 l/min