



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com - www.vacumed.it
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

Ref. 45000

VACUMED® HOLDER IN POLYPROPYLENE
VACUMED® HOLDER IN POLIPROPILENE

Produttore / Manufacturer F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Indirizzo / Address Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: MATERIALE HOLDER / HOLDER MATERIAL ASPETTO HOLDER / HOLDER SHAPE COLORE HOLDER / HOLDER COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	PP Cilindrico / <i>Cylindrical</i> Verde trasparente / <i>Transparent green</i> Diametro superiore / <i>Upper diameter: 20 mm</i> Diametro inferiore / <i>Lower diameter: 21 mm</i> Altezza / <i>Height: 48 mm</i> Compatibilità con tutte le provette sottovuoto diam. 13 mm e diam. 16 mm / <i>Compatibility with all vacuum tubes diameter 13 mm and 16 mm</i>
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Non sterile / <i>Not sterile</i>
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / <i>Pieces 2.500</i>
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Sacchetto da 100 pz / <i>100 pcs per bag</i>
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	39 x 58,5 x 39 cm (mc / cbm: 0,089)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / <i>Gross weight: 8,3 Kg</i>
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto marcato CE / <i>CE marked</i>
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / <i>Months 60</i>
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / <i>Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight</i>
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / <i>Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force</i>