



SCHEDA TECNICA N° 35

Paganini Claudio
CEO of Filmar srl

Pag 1 di 1
Rev. 13/10/2020

DENOMINAZIONE: PRONTOZINK ELASTIC - Benda elastica all'ossido di zinco

CND: M03020201

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Benda elastica monoestensibile impregnata di pasta all'ossido di zinco (Pasta di Unna) maggiore del 10%

Lunghezza: m 5 - 6 - 7 - 10

Altezza: cm 7,5 - 8 - 10

Supporto tessile: benda ad elasticità longitudinale (22%), di viscosa e poliammide a norma della Farmacopea

Europea Impregnamento: pomata all'ossido di zinco con formulazione a norma della Farmacopea Europea

Composizione tessile del supporto: 67%cotone, 33%poliammide (Helanca)

INDICAZIONI:

- Trattamento di tromboflebiti, flebotrombosi e loro conseguenze, varici, ulcus cruris
- Bendaggi antiflogistici e di sostegno nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e sindromi edemigene di varia natura
- Terapia di traumi sportivi e da lavoro
- Post trattamento di fratture ed interventi chirurgici alle ossa e/o alle articolazioni
- Bendaggi combinati con bende adesive
- Edemi gravitazionali
- Complesso sintomatico varicoso

UTILIZZO ED APPLICAZIONE:

Il bendaggio è per uso topico e può essere rinnovato a seconda della necessità. Il supporto elastico permette l'esecuzione di bendaggi con completi giri "a otto" con molta facilità e l'assoluta assenza di grinze o pieghe fastidiose. Il fabbricante fa divieto d'utilizzo del dispositivo in maniera difforme rispetto a quanto riportato in questa scheda tecnica (rif: Dir 93/43 CEE – D.lgs 25/01/2010nr.37 - 2007/47/CE). Validità 5 anni dalla data di produzione.

CONTROINDICAZIONI:

Allergia o sensibilizzazione a qualche componente la pasta impregnante

CONSERVAZIONE:

Il prodotto va conservato lontano da fonti di calore

LIMITAZIONI DI LEGGE:

Non esiste limitazione alcuna alla vendita

CONFEZIONAMENTO:

Individualmente sigillata in involucro di speciale carta protettiva e imbustato in cellophane brioches alluminato a Garanzia del mantenimento dell'umidità, commercializzata in scatola da 10 pz

Codice prodotto	BD/RDM	Codice prodotto	BD/RDM
Cod. 776005 cm 10 x 5 m	95146/R	Cod. 776016 cm 8 x 5 mt	567429/R
Cod. 776006 cm 10 x 7 m	567427/R	Cod. 776017 cm 8 x 7 mt	567447/R
Cod. 776007 cm 10 x 10 m	567428/R		

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Il bendaggio effettuato con PRONTOZINK ELASTIC per il trattamento dell'ulcera della gamba andrebbe coperto con un bendaggio compressivo oppure con un bendaggio tubolare onde evitare di sporcare gli indumenti e di ridurre il tempo di essiccamento della medicazione. L'applicazione di PRONTOZINK ELASTIC favorisce in modo particolarmente piacevole il ritorno venoso con la compressione elastica durante il cammino.

Prodotto da **FILMAR srl** strada Leinì 22 10072 Caselle T.se - Provvisto di marchio **CE - Dispositivo di CLASSE I**