

**Scheda Tecnica**

ISO 09.18.08.009
CND A100204
RDM 131452/R



<b>PRODUTTORE</b>	Hollister Incorporated Libertyville, Illinois – U.S.A – Hollister ULC - Ballina
<b>DISTRIBUTORE</b>	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori-Assago Milano Italia
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La sacca aperta Conform 2 è un dispositivo medico indicato per la raccolta di urine. Sistema a due pezzi da utilizzare con le placche Conform 2.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forma anatomica, ampia capacità di contenimento e massima discrezione durante l'utilizzo</li><li>• Pellicola laminata a 4 strati Quiet Film, anti-fruscio, anti-odore, morbida e delicata al contatto con la cute</li><li>• Rivestimento in T.N.T. (tessuto non tessuto) Comfort Wear, presente lato corpo, non trattiene l'umidità, morbido, traspirante e si asciuga facilmente. Color pelle per maggior discrezione</li><li>• Flangia per il fissaggio alla placca in materiale polimerico plastico, con doppia sicurezza laterale, ultraflessibile per massima sicurezza. Profilo ridottissimo per una discrezione totale</li><li>• Flangia per cintura, elastica, ad aggancio facilitato, abbina il massimo comfort ad una maggiore sicurezza</li><li>• Dispositivo interno antireflusso, trattiene l'urina nella parte inferiore della sacca. Funzionale in qualunque posizione</li><li>• Valvola di scarico brevettata, con indicatore ottico di apertura, ampio diametro, bloccaggio di sicurezza, pratica e discreta e funzionale, permette di regolare il flusso alla velocità desiderata ed assicura un veloce drenaggio anche in presenza di muco</li><li>• Adattatore per raccordare la sacca da letto antitorsione, riutilizzabile</li><li>• Tappino salva-goccia, di sicurezza</li></ul>
<b>COMPOSIZIONE</b>	<p>La sacca è così composta nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivestimento ComfortWear in T.N.T. in PE Spunbond</li><li>• Film multistrato polimerico in EVA, PVDC e CI LDPE</li></ul> <p>La flangia e la valvola di scarico in PE</p>
<b>CE MARK</b>	Dispositivo di Classe I a marchio CE
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Dispositivo medico per urostomie. Sistema a due pezzi
<b>CONTROINDICAZIONE</b>	Non sono presenti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo
<b>DURATA IN USO</b>	Si consiglia di tenere in sede la sacca da 12 a 48 ore.
<b>LATTICE</b>	Privo di lattice
<b>FTALATI</b>	Privo di DEHP, DBP e BBP
<b>VALIDITA'</b>	Il prodotto ha validità 5 (cinque) anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione.

**Scheda Tecnica**

- CONFEZIONAMENTO** Confezionamento di vendita:
- Scatola di cartone da 10 pezzi + 1 adattatore-connettore + 10 tappini esterni di sicurezza con istruzioni per l'uso in italiano
- Imballaggio:
- Scatola di cartone da 12 confezioni
- CONSERVAZIONE** Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- SMALTIMENTO** Non necessità di particolari protocolli di smaltimento.

<b>Cod. Art. Trasparente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Misura Flangia mm</b>	<b>Capacità ml</b>
23830	CONFORM 2	35	350
24830	CONFORM 2	45	350
25830	CONFORM 2	55	350
27830	CONFORM 2	70	350