


Scheda Tecnica

ISO 09.18.04.003
CND A1003
RDM 138074/R



PRODUTTORE	Dansac A/S – Lille Kongevej- 3480 Fredensborg, Denmark
DISTRIBUTORE	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori- Assago Milano Italia
DESCRIZIONE	<p>La sacca Dansac Nova 1 Mini Cap è un dispositivo medico monopezzo, indicato per la raccolta di feci post irrigazione.</p> <p>La sacca è a fondo chiuso, disponibile in versione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Opaca: rivestita in T.N.T su entrambi i lati <p>La sacca è dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barriera protettiva idrocolloidale autoportante, di forma romboidale• Tampone interno assorbente• Filtro antiodore e antigas, rettangolare, posizionato all'interno della sacca in alto a destra, protetto da una membrana medicale.
COMPOSIZIONE	<p>La placca è così composta nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Supporto in EMA• Idrocolloide in PIB, Gelatina, CMC, Pectina e Fibre di cotone• Pellicola di protezione <p>La sacca è così composta nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rivestimento in T.N.T. in PE <p>Il filtro è così composto nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carbone attivo al 100% in viscosa incenerita + attivatori della funzione deodorante con superficie attiva• Membrana medicale
CE MARK	Dispositivo di Classe I a marchio CE
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo medico per colostomie
CONTROINDICAZIONE	Non sono presenti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo
DURATA IN USO	Si consiglia di tenere la sacca in sede da 12 a 24 ore
STERILIZZAZIONE	Prodotto non sterile
LATTICE	Priva di lattice
FTALATI	Privo di DEHP, DBP e BBP
VALIDITA'	5 anni dalla data di produzione

Dansac Nova 1 Mini Cap

Sacca Monopezzo per Colostomia

Scheda Tecnica

- CONFEZIONAMENTO** Confezionamento primario: cartoncino richiudibile con identificativi esterni a lettura ottica, contenente istruzioni per l'uso
Confezionamento secondario: cartone idoneo per stoccaggio in magazzino con identificativi esterni a lettura ottica
- CONSERVAZIONE** Conservare in luogo fresco e asciutto
- SMALTIMENTO** Non richiede particolari protocolli di smaltimento. In presenza di procedure/disposizioni istituzionali riferirsi alle specifiche norme precauzionali nella manipolazione

CODICI PRODOTTO				
Cod. Art.	Descrizione	Ritagliabilità	Capacità	N° pezzi per conf.
829-30	Sacca Chiusa Opaca Midi	Precut 30mm		30
829-35	Sacca Chiusa Opaca Midi	Precut 25mm		30
829-40	Sacca Chiusa Opaca Midi	Precut 30mm		30