


Dansac Nova 2 Placche

Placche da utilizzare con Sacche per Colostomia, Ileostomia, Urostomia

Scheda Tecnica

(ex) ISO	09.18.05.003 09.18.08.003
NUOVI LEA - ISO 2017* *DPCM del 12 Gennaio 2017 – G.U. n°65 del 18/03/2017	Colo 09.18.05.003 Ileo 09.18.08.003 Uro 09.18.08.006
CND	A100201
RDM	138034/R



PRODUTTORE	Dansac A/S – Lille Kongevej- 3480 Fredensborg, Denmark
DISTRIBUTORE	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori-Assago Milano Italia
DESCRIZIONE	Dansac Nova 2 Placca è un dispositivo medico da utilizzare con le Sacche NovaLife 2 e Nova 2 per Colostomia, ileostomia e Urostomia. La placca a spessore differenziato, con più idrocolloide al centro, garantisce una migliore adesione. Ultraflessibile e di forma romboidale è formata da: <ul style="list-style-type: none">• anello per aggancio alla sacca in plastica trasparente• flangia flottante• supporto placca in materiale di sintesi traspirante EMA• pellicola di protezione trasparente, scrivibile in poliesteri
COMPOSIZIONE	La placca idrocolloidale è composta da: <ul style="list-style-type: none">• Sodium carboxymetilcellulose, polysobutylene, pectina, gelatina e fibre di cotone.
CE MARK	Dispositivo di Classe I a marchio CE
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo medico per colostomie, ileostomie e urostomie
CONTROINDICAZIONE	Nessuna controindicazione
DURATA IN USO	Si consiglia di tenere la placca in sede da 48 a 72 ore
STERILIZZAZIONE	Prodotto non sterile
LATTICE	Priva di lattice
FTALATI	Privo di DEHP, DBP e BBP
VALIDITA'	5 anni dalla data di produzione
CONFEZIONAMENTO	Confezionamento primario: cartoncino richiudibile con identificativi esterni a lettura ottica, contenente istruzioni per l'uso

Dansac Nova 2 Placche

Placche da utilizzare con Sacche per Colostomia, Ileostomia, Urostomia

Scheda Tecnica

Confezionamento secondario: cartone idoneo per stoccaggio in magazzino con identificativi esterni a lettura ottica

CONSERVAZIONE Conservare in luogo fresco e asciutto

SMALTIMENTO Non richiede particolari protocolli di smaltimento. In presenza di procedure/disposizioni istituzionali riferirsi alle specifiche norme precauzionali nella manipolazione

CODICI PRODOTTO				
Cod. Art.	Descrizione	Foro mm	Flangia	N° pezzi per conf.
1136-15	Placca Idrocolloidale autoportante piana	15-28 mm	36 mm	5
1143-15	Placca Idrocolloidale autoportante piana	15-35 mm	43 mm	5
1155-15	Placca Idrocolloidale autoportante piana	15-47 mm	55 mm	5
1170-15	Placca Idrocolloidale autoportante piana	15-62 mm	70 mm	5