


Dansac Nova 2 Placche Convex

Placche convesse da utilizzare con Sacche per Colostomia, Ileostomia, Urostomia

Scheda Tecnica

ISO 09.18.05.006 09.18.08.006
CND A100201
RDM 138034/R



PRODUTTORE	Dansac A/S – Lille Kongevej- 3480 Fredensborg, Denmark
DISTRIBUTORE	Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7 Milanofiori-Assago Milano Italia
DESCRIZIONE	Dansac Nova 2 Placca Convex è un dispositivo medico da utilizzare con le Sacche NovaLife 2 per Colo, leostomia e Urostomia. La placca ha forma romboidale con 6 mm di profondità al centro, è formata da: <ul style="list-style-type: none">• anello per aggancio alla sacca in plastica trasparente• flangia flottante• supporto placca in materiale di sintesi traspirante EMA• pellicola di protezione trasparente, scrivibile in poliestere
COMPOSIZIONE	La placca idrocolloidale è composta da: <ul style="list-style-type: none">• Sodium carboxymetilcellulose, polysobutylene, pectina, gelatina e fibre di cotone.
CE MARK	Dispositivo di Classe I a marchio CE
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo medico per colostomie, ileostomie e urostomie
CONTROINDICAZIONE	Nessuna controindicazione
DURATA IN USO	Si consiglia di tenere la placca in sede da 48 a 72 ore
STERILIZZAZIONE	Prodotto non sterile
LATTICE	Priva di lattice
FTALATI	Privo di DEHP, DBP e BBP
VALIDITA'	5 anni dalla data di produzione
CONFEZIONAMENTO	Confezionamento primario: cartoncino richiudibile con identificativi esterni a lettura ottica, contenente istruzioni per l'uso Confezionamento secondario: cartone idoneo per stoccaggio in magazzino con identificativi esterni a lettura ottica
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto
SMALTIMENTO	Non richiede particolari protocolli di smaltimento. In presenza di procedure/disposizioni istituzionali riferirsi alle specifiche norme precauzionali nella manipolazione

Dansac Nova 2 Placche Convex

Placche convesse da utilizzare con Sacche per Colostomia, Ileostomia, Urostomia

Scheda Tecnica

CODICI PRODOTTO				
Cod. Art.	Descrizione	Ritagliabilità	Diametro Flangia	N° pezzi per conf.
1536-15	Placca Idrocolloidale autoportante	15-23 mm	36 mm	5
1543-15	Placca Idrocolloidale autoportante	15-30 mm	43 mm	5
1555-15	Placca Idrocolloidale autoportante	15-42 mm	55 mm	5