



TRED[®]medical

QUALITÀ
A COSTI
SOSTENIBILI

Il valore della nostra offerta

TERAPIA INALATORIA

FISIOCHAMBER VISION



Camera di inalazione Anti-Statica con Valvola Vision per inalatori spray predosati.

Massima efficacia! Semplicissimo da utilizzare e da pulire.



- 1 Camera antistatica:** Assicura una maggiore sospensione del farmaco al suo interno, aumentandone la dose disponibile per il paziente.
- 2 Valvola di inalazione Vision:** il movimento della Valvola Vision **segnala l'esecuzione dell'atto inspiratorio**, permettendo di monitorare la compliance del paziente.
- 3 La valvola unidirezionale:** con bassa resistenza al flusso, **può essere aperta con minimi sforzi inspiratori.**
- 4 Adattatore universale "Proper Fit":** il materiale morbido e deformabile in silicone dell'adattatore **garantisce una perfetta tenuta con tutti i connettori degli inalatori spray** presenti in commercio.
- 5 Prese d'aria a spirale:** favoriscono il **convogliamento del farmaco verso la valvola unidirezionale**, aumentando così la quantità di particelle di farmaco inalabili.
- 6 Maschera Comfort&Seal:** il materiale morbido e il profilo ergonomico assicurano **una perfetta aderenza al viso e un elevato comfort**, aumentando la compliance del paziente e favorendo la corretta tecnica di esecuzione.
- 7** Disponibili nelle misure: Standard (con boccaglio > 6 anni), con maschera Pediatrica (3-6 anni) e con maschera Infant (0-2 anni). Maschera adulti disponibile separatamente.

Indispensabile per garantire l'efficacia della terapia con spray predosati.

A DISPOSIZIONE SU WWW.TREDMEDICAL.COM LE INDICAZIONI DETTAGLIATE E LE VIDEO ISTRUZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO

www.tredmedical.com/fisiochamber-video

TRED SRL

Via E. De Amicis, 53 - 20152 Milano - Sede Legale e Amministrativa
telefono 02 581 189 27 - fax 02 581 099 88
customer@tredmedical.com

UFFICI DIREZIONALI E SERVIZI LOGISTICI

Via della Tecnica, 25 - 60015 Falconara Marittima (AN)
telefono 071 097 0558 - fax 071 920 8805
info@tredmedical.com