

... SCHEDA TECNICA ...

CESTELLO PORTA FLEBO " Phlebo Holder"

CODICE	CODICE C.N.D.	N. DI REPERTORIO
1001	V0899	37996/R

MARCHIO COMMERCIALE	Phlebo Holder
FABBRICANTE	G.P.S. S.R.L. Via Del Chioso n. 8 – 24030 Mozzo (BG) Tel. 035-4376456 Fax 035-617844 e-mail: gps@gpsmedical.com website: www.gpsmedical.com
CLASSE DI APPARTENENZA	I NON STERILE
NORME DI RIFERIMENTO	prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE del 14.06.1993, ALLEGATO VII



DESCRIZIONE PRODOTTO

Cestello portaflebo rigido, prodotto con materiale plastico antiurto.

INDICAZIONI D'USO

L'uso del dispositivo è intuitivo ed inoltre per progetto e vendita è destinato ad essere utilizzato da personale medico specializzato.

ISTRUZIONI D'USO

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato.

CARATTERISTICHE

Materia prima : Polistirene medio-antiurto che abbina fluidità e elevata rigidità.
colore : Paglierino chiaro naturale
peso : 100 gr.
dimensioni : Il dispositivo ha un diametro di 96 mm ed una altezza di 285 mm.

- **FTALATI** : il materiale di produzione del dispositivo non contiene ftalati.
- **LATEX FREE**: il materiale di produzione e di confezionamento primario e secondario sono esenti da lattice

CONFEZIONAMENTO:

Il prodotto è confezionato in scatole di cartone e sacco di cellophane.
Scatola da 40 pezzi

CONSERVAZIONE/IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

AVVERTENZE:

Il prodotto è riutilizzabile.

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici o personale specializzato.

ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L'USO

Può venire scaricato oppure bruciato insieme con altri rifiuti, osservando le disposizioni delle Autorità Locali. L'eliminazione per incenerimento non da luogo a formazione di residui tossici.