

DOSSIER TECNICO

LEUKOPLAST SOFT

MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT CON ADESIVO IPOALLERGENICO

DESCRIZIONE	Medicazione adesiva in TNT color bianco, con tampone a bassa aderenza ed adesivo ipoallergenico
COMPOSIZIONE	Supporto morbido e conformabile in tessuto non tessuto estensibile trasversalmente. Massa adesiva acrilica ipoallergenica. Peso dell'adesivo: 40 - 50 g/mq. Compressa ad alto assorbimento laminata con un film di polietilene. La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico.
CARATTERISTICHE	Molto ben tollerato dalla pelle, flessibile e conformabile. Aderisce bene anche sui contorni corporei. Permeabile all'aria ed al vapore acqueo. La compressa, assorbente, non si attacca alla ferita. Mantiene pulita la ferita e la protegge da agenti esterni in tutte le fasi della guarigione. Indicato per pelli sensibili e per parti del corpo ricoperte da peli. Confezionati igienicamente e singolarmente. È consigliabile cambiare la medicazione almeno una volta al giorno.
STERILIZZAZIONE	Il prodotto non è fornito sterile. Può essere sterilizzato sia con il metodo all'ossido di etilene sia con il metodo irradiazioni raggi gamma; Si consiglia di utilizzare a breve termine il prodotto dopo la sterilizzazione.
INDICAZIONI	Per la protezione delle piccole ferite.
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Uno o più giorni in funzione dello stato della lesione e delle condizioni della cute.
ADESIVITA'	1,00 – 4,80 N/cm
CARICO ALLA ROTTURA	40 ± 15 N/50mm trasversalmente 125 ± 40 N/50mm longitudinalmente
ESTENSIBILITA'	120 ± 30% trasversalmente, 38% longitudinalmente
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso e di vendita Leukoplast Soft strip: medicazione singola in involucro peel-open in carta siliconata. Unità di vendita: confezione da 100 medicazioni in scatola di cartoncino, con marchio CE e codice barra. L'unità d'uso è identificabile Essity ai fini di campionatura di gara.
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M050102 Cerotti medicati
CONSERVAZIONE E DURATA	Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto ed a una temperatura inferiore a 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
FABBRICANTE	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
DISTRIBUITO DA	Sede legale italiana: Essity Italy S.p.A. - Via XXV Aprile n.2 55011 Frazione Badia Pozzeveri- Altopascio (LU) Sede operativa italiana: Essity Italy S.p.A. - via S. Quasimodo, 12 - 20025LEGNANO (MI)

Continua

LEUKOPLAST SOFT

MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT CON ADESIVO IPOALLERGENICO

Continua/2

LEUKOPLAST SOFT medicazione pronta all'uso

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	DIMENSIONE (cm x cm)	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIO (unità di vendita)	CONF. SECONDARIO (imballo di magazzino)
76450-00003-00	76450-03	1,9 x 7,2	1 scatola da 100 cerotti	1 scatola	48 scatole
76450-00004-00	76450-04	3,8 x 7,2	1 scatola da 100 cerotti	1 scatola	36 scatole

LEUKOPLAST SOFT STRISCIA Da tagliare

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	DIMENSIONE (cm x m)	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIO (unità di vendita)	CONF. SECONDARIO (imballo di magazzino)
72152-00000-00	72152-00	6 x 5	1 rotolo	1 rotolo	40 rotoli
72153-00000-00	72153-00	8 x 5	1 rotolo	1 rotolo	30 rotoli