

SCHEDA TECNICA MASCHERINA IN PLASTICA BIANCA

ARTICOLO: MASCHERINA IN PLASTICA BIANCA PER ADULTI
COD. ART.: FOR.002.008

Maschera bianca in materiale plastico (PLT)

Classe I

DESTINAZIONE D'USO E MODALITA' DI UTILIZZO

Accessorio di cura per aerosolterapia applicabile all'ampolla nebulizzatrice in vetro.

MATERIALI UTILIZZATI

Polietilene **RIBLENE MR10** prodotto dalla BEBO PLAST
Additivo bianco – **"REMAFIN" PE BIANCO RB6**

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente l'accessorio utilizzato in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso.

MODALITA' DI CONSEGNA

A mezzo corriere interno o esterno.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Manipolare con cura.

Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente la maschera per verificarne l'integrità.

Conservare in un luogo asciutto e pulito.

Verificare sempre che l'accessorio sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

For.me.sa. srl

Via Don Minzoni 52/A – 43015 Noceto (PR) – Italy
Tel. +39 0521.628482 Fax. +39 0521.620382 e-mail: info@formesa.it
www.formesa.it – www.pessario.it