

Nome commerciale: **CANNULA SEC. GUEDEL**

Destinazione d'uso: Per la protezione dei denti

Codice: **124700**

Fabbricante: TELEFLEX MEDICAL GmbH
Willy - Rüsck-StraÙe 4-10
D-71394 Kernen, Germania

Distributore esclusivo Italia: TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
Via Torino, 5
20814 Varedo - MB

Immagini del prodotto



L'immagine riportata ha puro scopo illustrativo.

Indicazioni per l'uso









Per la protezione dei denti.

Caratteristiche

Tubo orofaringeo sec. Guedel con codice colore.

Contenuto della Confezione

Tubo orofaringeo.

Gamma Prodotto	Codice Prodotto	Descrizione	Misura	ISO	Lungh. mm	Codice colore
	124700	Cannula in PVC - Clean	000	3	30	Neutro
			00	4	40	Rosa 
			0	5	50	Blu 
			1	6	60	Nero 
			2	7	70	Bianco 
			3	8	80	Verde 
			4	9	90	Giallo 
			5	10	100	Rosso 
			6	12	120	Viola 

Presenza di lattice, ftalati (DEHP), farmaci, sostanze, tessuti biologici	DESCRIZIONE	SI	NO
	Lattice	<input type="checkbox"/>	X
	DEHP	X	<input type="checkbox"/>
	Farmaci	<input type="checkbox"/>	X
	Sostanze	<input type="checkbox"/>	X
	Tessuti Biologici	<input type="checkbox"/>	X

Specifiche di sterilizzazione	Validità prodotto: 5 anni dalla data di fabbricazione. Prodotto monouso non sterile e non risterilizzabile. In confezione pulita.
--------------------------------------	--

<p>Modalità di confezionamento</p>	<p>La confezione del prodotto è stata studiata per consentire una buona conservazione della stessa e il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Ogni confezione riporta in modo chiaro e ben leggibile, in lingua italiana, la descrizione qualitativa e quantitativa del contenuto, il nome del produttore e ogni altra informazione utile all'immediato riconoscimento del prodotto stesso.</p> <p>Le singole confezioni sono di facile apertura, tali da non permettere che il materiale aderisca alla confezione, facilitando il prelievo del prodotto.</p>
<p>Materiale utilizzato per la confezione primaria</p>	<p>La confezione primaria consiste in una parte trasparente realizzata in PVC e una parte in carta medicale.</p>
<p>Quantità per confezione secondaria</p>	<p>Una confezione secondaria contiene 10 pezzi, imbustati singolarmente.</p>
<p>Modalità di conservazione</p>	<p>Conservare a temperatura ambiente, lontano dall'esposizione diretta alla luce. Un'esposizione prolungata a luce fluorescente, luce del sole o calore danneggiano il dispositivo.</p>
<p>Modalità di smaltimento</p>	<p>Verificare le indicazioni dettate dalle normative Italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi medici.</p>
<p>Controlli di Qualità</p>	<p>I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti.</p> <p>Il CONTROLLO QUALITÀ, realizzato secondo le Normative Internazionali, prevede una serie di verifiche ad ogni stadio della produzione. Ogni lotto di produzione subisce un costante controllo tecnico-chimico-biologico dal momento dell'utilizzo della materia prima sino alla sterilizzazione.</p> <p>L'azienda certificata opera secondo un Sistema di Qualità in accordo alle G.M.P., EN ISO 14001, ISO 13485, EN 550 e secondo le M.D.D. 93/42.</p>
<p>Modalità di impiego e Controindicazioni</p>	<p>Pregasi fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto.</p>



**SCHEDA TECNICA
124700**

Vs Rif. Gara:

Ente certificatore:	Con marchio CE
Classe di appartenenza:	I
Certificato CE:	n / n
Dichiarazione di conformità:	DC-124700-124786-679201_FB7.4.4.2-4
Nr. Repertorio:	8418/R
CND:	R010102
GMDN:	42424