

FIXOMULL TRANSPARENT

FISSAGGIO IMPERMEABILE PER AREE ESTESE

DESCRIZIONE	Striscia in pellicola trasparente impermeabile di poliuretano spalmata di adesivo acrilico. Il lato della massa adesiva è poi coperto con uno strato di carta di protezione siliconata, incisa per facilitarne la rimozione durante l'applicazione. Sul lato del poliuretano si trova uno nastro rosso applicato ad una pellicola di supporto. La striscia è arrotolata su rocchetto e confezionata in scatola individuale.
INDICAZIONI	Fissaggio impermeabile di tubi, cateteri, strumenti. Fissaggio impermeabile di medicazioni specie su area estesa. Fissaggio igienico di garze grasse. Fissaggio di medicazioni in aree del corpo a rischio di contaminazione.
COMPOSIZIONE	Supporto in pellicola di poliuretano trasparente Peso del supporto: $39 \pm 3 \text{ g/m}^2$. Massa adesiva in poliacrilato. Peso dell'adesivo: $38 \pm 3 \text{ g/m}^2$. La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergico
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparente • Impermeabile • Permette al paziente di lavarsi e fare la doccia senza protezione addizionale della ferita • Barriera batterica • Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente • Delicato sulla pelle • Permeabile al vapor acqueo • Rischio ridotto di macerazione • Flessibile e conformabile • Radiotrasparente • Molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile • Facile e veloce da applicare
STERILIZZABILITA'	Il prodotto non è fornito sterile.
PERMEABILITA' DEL VAPORE ACQUEO	$580 \text{ g/m}^2 / 24 \text{ H}$
ELASTICITA'	> 350%
ADESIVITA' AD ACCIAIO	1,7 – 4,3 N/cm
CARICO MINIMO DI ROTTURA	>5 N/cm
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Breve termine (da uno a più giorni)

Continua

FIXOMULL TRANSPARENT

FISSAGGIO TRASPARENTE IMPERMEABILE PER LE AREE ESTESE

Continuazione/2

CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso e di vendita: rotolo in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
CONSERVAZIONE E DURATA	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

CODICI	MISURA	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (unità di vendita)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
72216-00000-00	5cm x 10cm	1 rotolo	1 rotolo	12 rotoli
72216-00001-00	10cm x 10cm	1 rotolo	1 rotolo	12 rotoli
72216-00002-00	15cm x 10cm	1 rotolo	1 rotolo	12 rotoli