

MEDICAZIONE IN COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO



Protocollo- 4115354
No.:
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

REGISTRO DEGLI AGGIORNAMENTI

Pagine /Documento	Sostituisce Pagine/Documento	Motivo dell'aggiornamento
1-3 01.03.1999	-----	Nuova scheda tecnica Medicomp 40g/m2
1-5 26.09.2005		Aggiornamento dati tecnici
1-5 13.02.2006		Aggiornamento nuovo responsabile
1-5 02.05.2006	1-5 02.05.2006	Revisione Reparto

MEDICAZIONE IN COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO



Protocollo- 4115354
No.:
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

1. Descrizione generale

Le compresse **Medicomp** hanno una struttura aperta simile a garza e sono molto assorbenti, morbide e permeabili all'aria.

Il tessuto non tessuto è consolidato in modo puramente meccanico ed è privo di sostanze leganti e di sbiancanti ottici. Per offrire un impiego economico le compresse in TNT Medicomp sono disponibili con un diverso numero di ripiegature ed in diversi formati, sterilizzate pronte per l'uso e non sterili.

Classificazione

Dispositivo medico Classe 1 non sterile e 2a Sterile Conforme alla Direttiva 93/42/CEE
Codice Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici M0202010102 per i non sterili e M0202010101 per gli sterili

Paul Hartmann Rico Havlickuv Brod, Repubblica Ceca.

2. Destinazione d'uso

Specificatamente per la medicazione delle ferite nel caso di drenaggi, tracheotomie ed estensioni, come pure per proteggere cannule ed applicazioni speciali sono a disposizione le compresse in TNT Medicomp con taglio a Y.

Il tempo totale di impiego sulla ferita deve avvenire fino alla completa saturazione della capacità di assorbimento e comunque non oltre le 48 ore.

Controindicazioni

Nessuna controindicazione

Istruzioni d'uso

Applicare la medicazione sulla ferita detersa



MEDICAZIONE IN COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO



Protocollo- 4115354
No.:
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

3. Caratteristiche tecniche

Nota:

I dispositivi sono conformi alla norma EN 13795 e alla norma EN 1644 -1:1997 per le seguenti caratteristiche:

- composizione
- potere assorbente
- assenza di peluria e dispersione di fibre
- non adesività alla piaga, ustione o ferita
- resistenza alla trazione longitudinale e trasversale
- pH

	MEDICOMP	MEDICOMP extra	MEDICOMP drain
MATERIALI: - viscosa	66%	66%	66%
- poliestere	34%	34%	34%
STRATI:	4	6	6
PESO SPECIFICO	33 g/m ²	33 g/m ²	33 g/m ²
POTERE ASSORBENTE:			
* Assorbimento di acqua	0,26 gr/cm ²	0,42 gr/cm ²	0,42 gr/cm ²
-----	15	24	24
* Assorbimento di soluzione	g/compressa(7,5X7,5)	g/compressa(7,5X7,5)	g/compressa(7,5X7,5)
dopo 30 secondi	-----	-----	-----
-----	5 g	6 g	6 g
* Assorbimento di soluzione (valore finale in grammi) - dopo	-----	-----	-----
-----	12 g	16 g	16 g
-----	3,5 min.	4,0 min.	4,0 min.
Valore di Ph	7	7	7
Metodo di Sterilizzazione	A Vapore	A Vapore	A Vapore
Grado di contaminazione	max 100 U.F.C/g	max 100 U.F.C/g	max 100 U.F.C/g
Lattice	assente	assente	assente
Scadenza	5 anni dalla data di sterilizzazione		
Smaltimento	Rifiuti speciali		
Carta medica confezione	60 g/m ²		
Sterilizzazione	Sterile e risterilizzabile ossido di etilene, Autoclave 134C°		

MEDICAZIONE IN COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO



Protocollo- 4115354
No.:
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

4. Confezionamento

Medicazioni sterili in buste peel-pack, medicazioni non sterili in buste sterilizzabili, e confezionate in scatole di cartoncino pieghevole, e in cartone di trasporto conforme DIN, sigillato con nastri adesivi, imballati su europallets

	Misura	Codice	confezioni	cartone
Medicomp 4 pieghe * sterili (buste da 2/5 pezzi)	cm 5x5	421 721	25x2 pezzi	24 confezioni
	cm 7,5x7,5	421 723	25x2 pezzi	12 confezioni
	cm 10x10	421 725	25x2 pezzi	12 confezioni
	cm 10x20	421 727	25x2 pezzi	8 confezioni
	cm 10x 10	411 535	50 x5 pezzi	5 confezioni
	cm 5 x 5	411 531	75x5 pezzi	6 confezioni
	cm 7,5 x7,5	411 533	50x5 pezzi	6 confezioni
Medicomp * non sterili (buste in carta sterilizzabile)	cm 5x5	421 821	100 pezzi	24 confezioni
	cm 7,5x7,5	421 823	100 pezzi	12 confezioni
	cm 10x10	421 825	100 pezzi	12 confezioni
	cm 10x20	421 827	100 pezzi	12 confezioni
Medicomp extra 6 pieghe * sterili (buste da 2 pezzi)	cm 5x5	421 731	25x2 pezzi	24 confezioni
	cm 7,5x7,5	421 733	25x2 pezzi	12 confezioni
	cm 10x10	421 735	25x2 pezzi	8 confezioni
	cm 10x20	421 737	25x2 pezzi	8 confezioni
Medicomp extra * non sterili (buste in carta sterilizzabile)	cm 5x5	421 831	100 pezzi	24 confezioni
	cm 7,5x7,5	421 833	100 pezzi	12 confezioni
	cm 10x10	421 835	100 pezzi	12 confezioni
	cm 10x20	421 837	100 pezzi	6 confezioni
Medicomp drain 6 pieghe * sterili	cm 7,5x7,5	421 533	25x2 pezzi	12 confezioni
	cm 10x10	421 535	25x2 pezzi	8 confezioni

MEDICAZIONE IN COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO



Protocollo- 4115354
No.:
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

(buste da 2 pezzi)			
--------------------	--	--	--

5. Numero di lotto

Prima cifra: Anno di fabbricazione (7=1997, 8=1998)

Seconda e terza cifra: Settimana di fabbricazione (da 01, prima settimana dell'anno a 52 ultima settimana dell'anno)

I valori successivi hanno significato solo interno.

6. Metodo di conservazione

Conservare in ambiente asciutto a temperatura non superiore a 25°.

PAUL HARTMANN S.p.A.