

LEUKOMED IV

MEDICAZIONI STERILI PER IL FISSAGGIO DI CANNULE E CATETERI IN TESSUTO NON TESSUTO

DESCRIZIONE	Medicazione per il fissaggio di cannule e cateteri in tessuto non tessuto bianco con una compressa ad alto assorbimento posizionata centralmente sul lato adesivo. Il lato coperto dalla massa adesiva acrilica è protetto da uno strato di carta siliconata tagliato in tre pezzi. Ogni pezzo di carta è piegato. La medicazione è provvista di un taglio conico centrale di circa 4 cm per il posizionamento della cannula. Gli angoli della medicazione sono arrotondati. La medicazione è fornita sterile in busta singola. Una compressa addizionale è inclusa sciolta nella busta.
INDICAZIONE	Medicazioni in tessuto non tessuto autoadesive per il fissaggio di cateteri intravenosi e aghi cannula periferici (in particolare per quelle provviste di alette o valvole di inoculazione) e per coprire e proteggere il sito di inoculazione.
COMPOSIZIONE	Supporto in poliestere non tessuto bianco Peso del supporto: 37-54 g/m ² . Massa adesiva in poliacrilato ipoallergenico. Peso del adesivo: 40 ± 3 g/m ² . Compressa bianca in viscosa e polipropilene ad alto assorbimento, coperta con una rete in polietilene a bassa aderenza come strato di contatto. Peso della compressa: 115 g/m ² ± 10% La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergico
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Permeabile all'aria ed al vapor acqueo - Sterile - Delicata sulla pelle - Protegge il sito di inoculazione dalla contaminazione - Flessibile e conformabile - Facile da maneggiare - Radiotrasparente - Compressa addizionale, può essere utilizzata come tampone o cuscinetto a protezione della cute sotto le alette o il tubo del catetere - Molto ben tollerata anche da pazienti con pelle sensibile - Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente - Rimozione indolore anche in presenza di peli, non lascia residui
STERILIZZABILITA'	Il prodotto è fornito sterile, sterilizzato a raggi Gamma.
PERMEABILITA' ALL'ARIA	Min. 1,0 cm ³ /cm ² s, Ø = 20-50
ELASTICITA'	Longitudinale: 26 – 50% Trasversale: 90 – 150%
ADESIVITA' AD ACCIAIO	1,0 – 3,0 N/cm

Continua

LEUKOMED IV

MEDICAZIONI STERILI PER IL FISSAGGIO DI CANNULE E CATETERI IN TESSUTO NON TESSUTO

Continuazione/2

CARICO MINIMO DI ROTTURA	Longitudinalmente: 17 – 33 N/cm Trasversalmente: 5,0 – 11,0 N/cm
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Breve termine (da uno a più giorni)
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso e di vendita: medicazioni imbustate in buste singole in scatola di cartoncino, con marchio CE e codice barra. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
CONSERVAZIONE E DURATA	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
CODICE CND	M040102 Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe Is
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

CODICI	MISURA	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (unità di vendita)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
72389-00000-00	5,8cm x 8cm	50 medicazioni	1 confezione da 50 medicazioni	8 confezioni