

CUTICELL CLASSIC

GARZE GRASSE STERILI ALLA PARAFFINA

DESCRIZIONE	Medicazione sterile neutra alla paraffina, con supporto a tramatura larga in garza di cotone. Il supporto ha una trama a fili intrecciati ritorti, per maggiore stabilità e resistenza alla sfilacciatura, ed è impregnato di paraffina gialla morbida.
INDICAZIONI	Medicazioni primarie di bassa aderenza, per il trattamento delle ferite essudanti (quali ustioni di I e II grado, lacerazioni, abrasioni, lesioni da radiazione, ulcere croniche dell'arto inferiore) e dei siti di trapianto cutaneo (sia donatore che ricevente)
COMPOSIZIONE	Supporto in garza a struttura intrecciata 100% cotone. Peso del supporto: $60\text{g/m}^2 \pm 10\%$ Unguento: Paraffina gialla morbida. Peso dell'unguento: $250\text{g/m}^2 \pm 10\%$ Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergico
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Sterile • Di bassa aderenza quindi non interferisce con lo strato superficiale della ferita e la rimozione risulta atraumatica • La paraffina ha un effetto lenitivo sulla ferita • La trama larga è permeabile all'aria ed essudato, previene effetti occlusivi, e permette il filtraggio dell'essudato in eccesso ad una medicazione secondaria assorbente • La struttura a fili intrecciati ritorti riduce il rischio di rilasciare frammenti di filo nella ferita, anche se la medicazione viene tagliata durante l'applicazione • Facile e veloce da usare • Disponibile in diverse misure e confezionamenti
STERILIZZABILITA'	Il prodotto è fornito sterile, sterilizzato a raggi Gamma.
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Breve termine
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso e di vendita: medicazioni in diversi confezionamenti: <ul style="list-style-type: none"> - medicazioni in busta singola sterile per singola applicazione - medicazione sterile lunga 7 metri piegata a zig-zag confezionata in dispenser; - in dispenser di medicazioni multiple sterili, in modo da facilitarne l'applicazione su vaste parti del corpo, nei casi in cui sia necessario usare più medicazioni in un'unica applicazione. Ogni confezione ha il marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
CONSERVAZIONE E DURATA	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Conservazione e trasporto: temperatura massima di 25 °C e 60% umidità relativa. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
CODICE CND	M02030201 Garze paraffinate
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe IIb
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

CUTICELL CLASSIC

GARZE GRASSE STERILI ALLA PARAFFINA

Continuazione/2

CODICI	MISURA	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (unità di vendita)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
72538-00000-00	5cm x 5cm	1 garza	5 buste da 1 garza	120 confezioni
72538-00001-00	5cm x 5cm	1 garza	50 buste da 1 garza	12 confezioni
72538-00002-00	10cm x 10cm	1 garza	10 buste da 1 garza	60 confezioni
72538-00003-00	10cm x 10cm	1 garza	100 buste da 1 garza	6 confezioni
72538-00004-00	10cm x 40cm	1 garza	10 buste da 1 garza	30 confezioni
Dispenser				
72538-00005-00	10cm x 10cm	36 garze	36 garze	12 confezioni
72538-00006-00	10cm x 7m	1 zig zag	1 zig zag	12 confezioni