

# LEUKOTAPE REMOVER

## SOLUZIONE PER LA RIMOZIONE DELLE BENDE ADESIVE

<b>DESCRIZIONE</b>	Soluzione universale per la rimozione di bende con adesivi tradizionali od acrilici. Protegge ed idrata la cute.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Etanolo 95%. Metil-etil chetone, glicerolo, alcool miristilico (tetradecanolo), etere di petrolio.
<b>MECCANISMO D'AZIONE</b>	Leukotape Remover stacca in maniera atraumatica qualsiasi tipo di adesivo idrocolloidale, acrilico o a base di resine, proteggendo ed idratando la cute. Il prodotto non lascia residuo oleoso e pertanto non è necessario detergere la parte dopo l'applicazione.
<b>VANTAGGI</b>	Rimuove l'adesivo residuo sulla cute; non lascia residui oleosi.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in ambiente fresco ad una temperatura non superiore ai 25°C.
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Flacone da 350ml.
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto per BSN medical da BODE Chemie GmbH & Co. (Hamburg – Germany) e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

<b>CODICI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
97285-00003-00	bottiglia da 350ml	1 bottiglia	1 bottiglia	20 bottiglie