

# CUTIMED GEL

## IDROGEL AMORFO PER LA RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Idrogel amorfo, trasparente per la rimozione del tessuto necrotico secco e molle delle ferite croniche.
<b>INDICAZIONI</b>	Favorisce il debridement autolitico idratando il tessuto necrotico secco e molle per poterlo rimuovere in maniera efficace e delicata o per preparare le ferite per il debridement chirurgico. Può essere utilizzato per idratare le ferite secche anche in stadi più avanzati di guarigione. Indicato per ferite croniche quali ulcere venose, gangrene diabetiche e piaghe da decubito.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Acqua purificata 55-60% Glicerina Carbomero 940 <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterile (sterilizzato a raggi gamma)</li> <li>• Privo di conservanti</li> <li>• Viscosità: 60.000 cP (millipascal per secondo)</li> <li>• Applicatore sterile (sterilizzato a raggi gamma) confezionato singolarmente che può essere posizionato sul tubo direttamente dalla confezione. Consente una facile applicazione anche nelle ferite profonde.</li> <li>• Disponibile in 3 formati in base alla superficie da trattare e ideale per ridurre sprechi e costi.</li> <li>• Rimovibile con soluzione fisiologica o una soluzione Ruinger lattato senza lasciare residui</li> <li>• Compatibile con qualsiasi tipo di medicazione secondaria in base al livello di essudato delle ferita</li> </ul>
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il tubo contenente il gel e l'applicatore sono entrambi sterili, sterilizzati a raggi Gamma.
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Breve termine
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	- tubo in 3 diversi formati con applicatore in singolo confezionamento. Ogni confezione ha il marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Temperatura massima di 25°C e 60% umidità relativa. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
<b>MODALITA' DI SMALTIMENTO</b>	Smaltire secondo le procedure previste dalle normative vigenti
<b>CODICE CND</b>	M040405 medicazione in gel idrofilo
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe IIb
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

# CUTIMED GEL

## IDROGEL AMORFO PER LA RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO

Continuazione/2

<b><i>CODICI</i></b>	<b><i>CONTENUTO</i></b>	<b><i>UNITA' D'USO</i></b>	<b><i>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</i></b>	<b><i>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</i></b>
72610-00000-00	tubo da 8 g	1 tubo con applicatore sterile	10 tubi con 10 applicatori sterili	80 tubi con 80 applicatori sterili
72610-00001-00	tubo da 15 g	1 tubo con applicatore sterile	10 tubi con 10 applicatori sterili	80 tubi con 80 applicatori sterili
72610-00002-00	tubo da 25 g	1 tubo con applicatore sterile	10 tubi con 10 applicatori sterili	80 tubi con 80 applicatori sterili