

gel



Revamil Gel tubo 18 gr.
Classificazione CND M040499

Revamil Gel tubo 5 gr.
Classificazione CND M040499

Revamil Siringa/S ago 2 gr
Classificazione CND M040499

Descrizione prodotto:

Revamil® Gel è composto unicamente da miele purissimo (al 100%), standardizzato e irradiato a raggi gamma ad elevata concentrazione enzimatica.

Svolge un'efficace azione antibatterica costante grazie al lento rilascio di perossido di idrogeno al 3°/°; l'acido gluconico crea un ambiente acido pari a pH 3,5 tale da inibire la proliferazione batterica.

Revamil® Wound Care soddisfa tutte le fasi del T.I.M.E:

- permette la gestione del letto della ferita (attraverso debridement autolitico);
- gestisce le infezioni grazie all'azione battericida e batteriostatica;
- attrae i fluidi, riduce la produzione di essudato e protegge i margini della lesione;
- stimola l'attività fibroblastica favorendo e accelerando la rigenerazione cutanea.

Indicazioni:

- per la riduzione della carica batterica in ulcere con essudato modesto;
- per favorire lo sbrigliamento di lesioni necrotiche;
- per la detersione profonda delle lesioni;
- adatto nella gestione di lesioni croniche, acute, infette, profonde e cavitari, per ulcere da pressione, ulcere vascolari, piede diabetico, ulcere di varia eziologia, ferite chirurgiche e ustioni di 1° e 2° grado.

Modalità d'uso:

Pulire la ferita con soluzione fisiologica, applicare uno strato sottile di Revamil® Gel ed eseguire un bendaggio con medicazione secondaria.

Distributore
Bfactory Italia srl
Via G. Matteotti, 198
46025 POGGIO RUSCO MN ITALIA

Produttore
Bfactory Health Products B.V.
Remmerdem, 58
3911 TZ RHENEN NL

Dimensioni e formati:

Revamil Gel tubo 18 gr.
Codice registrazione 912323627
Revamil Gel siringa single dose 2 gr confezione da 12 siringhe
Codice registrazione 905975886
Revamil gel tubo da 5 gr confezione da 27 tubi
Codice registrazione 926629751

Classe di appartenenza:

II B

Classificazione CND

M040499

Organismo Notificato

CE 0344

Sterilizzazione Raggi Gamma

