



Descrizione

Algisite* M - Medicazione a base di alginato di calcio

- Altamente assorbente
- Crea un ambiente umido sulla ferita
- Facile da rimuovere
- Ridotto rilascio di fibre
- Si conforma ai contorni della ferita

Algisite M è l'unica medicazione a base di alginato di calcio che gelifica rapidamente, ha un alto contenuto di fibre di acido mannuronico, ottenuto con un processo industriale che produce una medicazione soffice e conformabile con ridotto rilascio di fibre ed alta integrità quando bagnato. **Algisite M** forma un gel soffice quando è a contatto con l'essudato della ferita. L'eccesso di essudato è assorbito in questo processo **Algisite M** utilizza i ben noti benefici della guarigione in ambiente umido, accelerando la guarigione di ferite difficili.

Vantaggi

Altamente assorbente

Studi in vitro hanno dimostrato che **AlgiSite M** può assorbire essudato fino a 10 volte il suo peso. Questo permette alla medicazione di rimanere in situ fino a 7 giorni, in relazione alla natura della ferita.

Facile da rimuovere

Quando usato su ferite da moderatamente ad altamente essudanti, la medicazione forma un gel soffice che non aderisce al delicato tessuto di granulazione della ferita. La medicazione può essere facilmente rimossa in un unico pezzo, o lavata via con soluzione fisiologica.

Ambiente umido sulla ferita

La formazione del gel quale conseguenza dell'azione dell'essudato con le fibre di alginato crea un ambiente umido sulla superficie.

Ciò previene la formazione di escara e promuove una rapida guarigione. La medicazione permette alla ferita di contrarsi e permette anche gli scambi gassosi necessari per la guarigione.

Si conforma ai contorni della ferita

AlgiSite M è molto soffice e conformabile e permette di essere adattato, piegato o tagliato a seconda delle dimensioni e forma della ferita. Grazie alla formazione del gel, il contatto intimo con la ferita è mantenuto.

Ridotto rilascio di fibre.

Tutte le medicazioni a base di alginato quando maneggiate rilasciano fibre, grazie al particolare processo produttivo questo rischio è enormemente ridotto.

Indicazioni

Ferite a parziale o totale spessore, da moderatamente ad altamente essudanti (per esempio piaghe da decubito, ulcere dell'arto inferiore, ulcere diabetiche ed ischemiche, ferite postoperatorie e carcinomi fungiformi). **AlgiSite M** può essere usato su ferite clinicamente infette sotto controllo medico e trattate con terapia appropriata.

Controindicazioni / Precauzioni D'uso

Assicurarsi che il tampone di **AlgiSite M** inserito in cavità, seni ecc. venga rimosso. Non utilizzare su pazienti con accertata allergia agli alginati.

Disponibilità

* Rimborsabile ai sensi dell'Art. 1 comma 5 D.M. 332/99

Codice	Dimensione	Confezione	Codice ISO di Rimborsabilità*
66000519	5 x 5 cm	10 medicazioni	
66000520	10 x 10 cm	10 medicazioni	09.21.12.003
66000521	15 x 20 cm	10 medicazioni	
66000522	2 x 30 cm	5 medicazioni	