


SCHEMA TECNICA

Rev. 01 del 10/2016

PERFORATORE PER SOLUZIONI A 1 VIA CON COPRI PERFORATORE E CAPSULA

	DM. CL IIA	CODICE AIS1 007 TPY
CND A0799		RDM. 1520890 / R
		Fam Accessorio
		Spec. Dispositivo latex free
		Dest. d'uso Infusione farmaci/soluzioni per gravità
		Mat. e Ø tubo ABS
		N vie 1 di cui una primaria
		Lung.tot 7 cm
		Reg. goccia Non presenta elemento di chiusura
		P.inf./acc. Non presenta punto di infusione
		C.h./comp.term. Perforatore a 1 via con attacco luer lock copriperforatore in PE e cappuccio in PE
		DESTINAZIONE D'USO
		Da utilizzare per la somministrazione/preparazione di soluzioni compatibili con PVC DEPH FREE.
		ANALISI E TEST
		Il dispositivo è biologicamente compatibile, apirogeno e sterile, è prodotto in conformità alla UNI EN ISO 13485 e direttiva 93/42/CE.
		Validità: 5 anni
		STERILIZZAZIONE
		Il dispositivo è sterilizzato ad ossido di etilene e il residuo di Gas Eto è conforme ai limiti.
		CONFEZIONAMENTO
BUSTA	SCATOLA	pezzi per box
PP 15 X 25	28 X 40 X 31	75
PE= Polietilene PP= Busta carta		

 Mandatario: Klinikom s.r.l Via Urbania 7 48018
 klinikom@klinikom.it 0546 46443

EC	REP
----	-----

PRODOTTO DA:

 COMITEK s.r.l-VIA FONDO AUSA 78- 47891
 DOGANA RSM - COE SM19096;
 comitekrsi@alice.it tel. 0549 909347 fax 0549
 877528

SMALTIMENTO:

Seguire le normative di legge in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri.

STOCCAGGIO:

Normali procedure di immagazzinamento, tenere in un luogo pulito e asciutto lontano da fonti di calore. Rispettare i limiti di temperatura indicati in etichetta.