



Caratteristiche:

- Dotate di lama in acciaio inossidabile semiaffilata per tessuti molli o deboli
- Dimensioni in rilievo su ogni curette per una facile identificazione
- Ampia gamma di dimensioni
- Sterile e pronte all'uso.
- Monouso

Usato nelle seguenti procedure chirurgiche minori della pelle

- Curettage carcinoma di cellule basali
- Curettage verruche
- Curettage di altri tumori benigni della pelle

Aree cliniche

- Dermatologia
- Chirurgia
- Podologia
- Veterinaria

Confezione

- 20 curette in scatola dispenser
- 20 scatole per confezione

RIF DIM

MK402 2 mm



Dimensioni effettive

MK403 3 mm



MK404 4 mm



MK405 5 mm



MK407 7 mm



Una tecnica di biopsia con l'uso di curette dermatologica per varie malattie dermatologiche.



Una tecnica di biopsia con l'uso di punch (Trapano) per varie malattie dermatologiche.

Riferimenti Manabu Maeda, MD & Dipartimento di Dermatologia PhD, Prefectural Gifu Hospital, 4-6-1 Nolsihi, Città di GO', 500-8717, Giappone

Le specifiche dei prodotti possono essere modificate senza preavviso



Kai industries co. ltd.
1110, Oyana, Seki City, Gifu Pref. 501-3992 Japan
Phone: +81 (0) 575 28 6600 Fax: +81 (0) 575 28 6811
Email: info-ind@kai-group.com http://www.kai-ind.co.jp

Kai Europe GmbH
Lohdorter Str. 51, D-42699 Solingen, Germany
Phone: +49 (0) 212 232380 Fax: +49 (0) 212 2323899

