


Scheda Tecnica

ISO 09.18.04.003
CND A100101
RDM 132240/R



- PRODUTTORE** Hollister Incorporated
Libertyville, Illinois – U.S.A – Hollister ULC - Ballina
- DISTRIBUTORE** Hollister S.p.A. - Strada 4, Palazzo A/7
Milanofiori-Assago Milano Italia
- DESCRIZIONE** La sacca chiusa Moderma Flex è un dispositivo medico monopezzo, indicato per la raccolta di feci.
- Placca triangolare con spigoli arrotondati (brevetto Hollister Incorporated) 100x100 mm circa, permette di massimizzare il comfort e sicurezza nelle aree sottoposte a trazione
 - Idrocolloide SoftFlex unisce elevata resistenza ed eccezionale tollerabilità cutanea. Ideale per ogni tipo di pelle, non irrita alla rimozione
 - Barriera protettiva autoportante con micro alveoli integrati è estremamente flessibile si adatta perfettamente alla cute e ne consente la traspirazione, preservandone l'equilibrio idro-lipidico
 - Pellicola di protezione trasparente con linguetta e guida al ritaglio, facilita l'ispezione, la preparazione e l'applicazione dell'idrocolloide
 - Pellicola laminata a 4 strati Quiet Film è anti-fruscio, anti-odore, morbida e delicata a contatto con la cute
 - Forma anatomica
 - Rivestimento in T.N.T. (tessuto non tessuto) Comfort Wear, presente su entrambi i lati o solo a contatto col corpo se trasparente, non trattiene l'umidità è morbido, traspirante, e si asciuga facilmente. Color pelle per maggior discrezione
 - Filtro AF300 al carbone attivo al 100%, superficie attiva 300mm² protetto da due speciali membrane in Gore™ materiale permeabile ai gas, impermeabile a oli e liquidi (brevetto Hollister Incorporated) situato nella zona apicale per consentire pieno utilizzo della sacca, previene i rigonfiamenti, impedisce le perdite, non necessita di copri filtro
- COMPOSIZIONE** La placca è così composta nelle sue parti:
- Supporto in EMA
 - Idrocolloide SoftFlex in PIB, Gelatina, CMC, Pectina e Fibre di cotone
 - Pellicola di protezione
- La sacca è così composta nelle sue parti:
- Rivestimento ComfortWear in T.N.T. in PE Spunbond
 - Film multistrato polimerico in EVA, PVDC e CI LDPE
- Il filtro AF300 è così composto nelle sue parti:
- Carbone attivo al 100% in viscosa incenerita + attivatori della funzione deodorante con superficie attiva 300 mm²
 - Membrane Gore™ in e-PTFTE interne ed esterne
 - Capsula di protezione in EMA
- CE MARK** Dispositivo di Classe I a marchio CE
- DESTINAZIONE D'USO** Dispositivo medico per colostomie
- CONTROINDICAZIONE** Non sono presenti controindicazioni all'utilizzo di questo dispositivo

Scheda Tecnica

DURATA IN USO	Si consiglia di tenere in sede la sacca da 12 a 48 ore.
LATTICE	Privo di lattice
FTALATI	Privo di DEHP, DBP e BBP
VALIDITA'	Il prodotto ha validità 5 (cinque) anni dalla data di produzione, la scadenza è indicata sulla confezione.
CONFEZIONAMENTO	Confezionamento di vendita: <ul style="list-style-type: none">• Scatola di cartone da 30 pezzi con istruzioni per l'uso in italiano Imballaggio: <ul style="list-style-type: none">• Scatola di cartone da 12 confezioni
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
SMALTIMENTO	Non richiede particolari protocolli di smaltimento. In presenza di procedure/disposizioni istituzionali riferirsi alle specifiche norme precauzionali nella manipolazione

CODICI PRODOTTO

Cod. Art. Opaca	Cod. Art. Trasparente	Descrizione	Misura foro mm	Capacità ml
22100		MODERMA FLEX	15-55	550
22125		MODERMA FLEX	25	550
22130		MODERMA FLEX	30	550
22135		MODERM FLEX	35	550
22140		MODERMA FLEX	40	550
22145		MODERMA FLEX	45	550
22300		MODERMA FLEX MAXI	15-55	700
	22500	MODERMA FLEX	15-55	550
	22400	MODERMA FLEX MAXI	15-55	700