

Rif: /Data di revisione:



## Conveen Optima: guaina autoadesiva (o cateteri esterni)

Registrato nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi con registrazione n°25850/R

- **Produttore:**  
Coloplast AS - DK-3050 Humlebæk, Denmark
- **Distributore:**  
Coloplast SpA – Via Trattati Comunitari 9 - 40127 Bologna (BO)
- **Classe CE (Direttiva 93/42/CEE): I**  
Standard: ISO 9001:2000, DS/EN ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 and DS/EN ISO 13485:2003
- **Ente notificatore:**  
DS Certificering A/S – Identification N°0543 – Denmark

<b>CND</b> <b>U070201</b>
<b>Non contiene Lattice</b>
<b>Non contiene Ftalati</b>
<b>Prodotto Monouso</b>

## Descrizione:

**Conveen guaina autoadesiva Optima** è una "manica" di forma anatomica da indossare sul pene, che termina a forma di imbuto con un tubicino di scarico adatto al collegamento con le più comuni sacche di raccolta per urina. Lungo il tubicino di scarico sono presenti delle nervature con un anello nella parte finale per facilitare il collegamento alle sacche urina. La guaina presenta un soffiutto che evita il contatto tra cute e urina e un design anti-attorcigliamento che impedisce il blocco dell'urina in qualsiasi situazione.

### Guaina:

- è prodotta in diametro di diverse misure, per la massima adattabilità (vedi tabella). Per quanto riguarda la lunghezza totale della guaina srotolata, esistono 2 diverse versioni, 1 misura standard lunga cm.8 e 1 versione short "corta" lunga cm. 5, per adattarsi ad ogni esigenza individuale.
- per il fissaggio al pene, internamente la guaina ha una striscia di adesivo, sicuro ma molto delicato sulla pelle, che assicura una perfetta tenuta stagna e l'assenza di costrizioni dolorose nei casi di variazioni del volume del pene.
- è dotata di una linguetta con attacco bilaterale che permette un facile srotolamento e di evitare il contatto tra le mani, o i guanti, dell'operatore o dell'utilizzatore.
- è confezionata singolarmente in un pratico e discreto contenitore in materiale plastico per consentirne l'apertura facilitata anche alle persone con manualità ridotta.

**Indicazioni:**

**Conveen guaina autoadesiva Optima** è una guaina per la raccolta delle urine. L'utilizzo di questa guaina è indicato nei casi di incontinenza urinaria medio/grave maschile. La versione short "corta" della guaina è indicata nei casi di pene retratto e, in ogni situazione, in cui lo srotolamento di cm.8 risulta eccessivo. La guaina deve essere utilizzata in collegamento con una sacca di raccolta urina da gamba o da letto. La guaina e la sacca costituiscono un sistema completo per la raccolta dell'urina

**Composizione:**

La guaina autoadesiva **Conveen Optima** è un pezzo unico costituito di puro silicone. L'**adesivo** incorporato internamente è un polimero acrilico. La **linguetta** per lo srotolamento è costituita da polipropilene siliconato

**Sterilizzazione:**

NO

**Validità:**

5 anni

**Codici:**

Tipo	Codice Commerciale	Diametro in mm	Codice CND	Codice ISO	Codice LEA	Codice GMDN
Guaina in silicone	22025	25	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina in silicone	22028	28	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina in silicone	22030	30	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina in silicone	22035	35	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina in silicone	22040	40	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina short in silicone	22121	21	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina short in silicone	22125	25	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina short in silicone	22130	30	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929
Guaina short in silicone	22135	35	U070201	09.24.09.003	09.24.21.003	34929

**Confezionamento:**

- **Unità d'uso** 1 catetere esterno (guaina) in confezione singola in Polipropilene con codice colore identificativo della misura.
- **Unità d'ordine** 30 unità d'uso in scatola di cartone (L cm16, P cm13, H 6cm) contenente istruzioni per l'uso in italiano.
- **Imballo** 16 unità d'ordine in scatola di cartone.
- **Codici a barre:** presenti sull'unità d'ordine e sull'imballo.
- **Etichetta:** presente sull'unità d'ordine

**Conservazione prodotto:**

---

Raccomandiamo la conservazione nella confezione originale intatta al riparo dalla luce e dall'umidità, ad una temperatura costante compresa tra 15° ed i 25°.

**Smaltimento:**

---

Il prodotto non contiene componenti Ecotossici pertanto non necessita di particolari protocolli di smaltimento.