

**SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA**  
**SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE**

- PRODOTTO** : SODIO CLORURO 0,9% per irrigazione in sacca Clear-Flex® da 5000 ml  
Codice AECCB7129S  
Marchio CE 0123
- Composizione** : Sodio cloruro 9,0 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml  
[ mEq/l: (Na<sup>+</sup>) 154; (Cl<sup>-</sup>) 154] [Osmolarità teorica: mOsm/l 308]
- pH** : 4,5 – 7,0
- Caratteristiche** : Le soluzioni di sodio cloruro 0,9% per irrigazione, conformemente alla comunicazione della Commissione Europea MEDDEV. 2.1 – Rev. 5.1 – Marzo 1998, sono “dispositivi medici” come da Direttiva Europea 93/42CEE (recepita secondo il Decreto Legislativo n. 46 del 24.02.1997).  
In accordo alla regola 6 – allegato IX della direttiva 93/42/CEE, tali dispositivi appartengono alla classe IIA. (Marchio CE 0123)  
Tutti gli ingredienti utilizzati per la produzione di tali soluzioni sono certificati secondo Farmacopea Italiana e Europea.
- Utilizzo** : Il dispositivo medico della classe IIA (sodio cloruro 0,9% per irrigazione da 5000 ml) è una soluzione indicata per il lavaggio e l'irrigazione di superfici corporee, ferite e cavità corporee.  
Questi prodotti sono utilizzati da molti anni nella pratica medica.

**Avvertenze e precauzioni :- Soluzione non per uso endovenoso;**

- Non utilizzare in elettrochirurgia;
- Non utilizzare se il contenitore risulta danneggiato;
- Usare la soluzione solo se limpida ed esente da particelle visibili;
- Eliminare eventuali residui non utilizzati;
- La soluzione non deve essere ingerita;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**CONTENITORE**

**Descrizione** : Contenitore primario costituito da sacca in Clear-Flex® da 5000 ml provvista di sistema valvolare idoneo alla somministrazione ed all'aggiunta di farmaci. La sacca Clear-Flex® è esternamente protetta da un contenitore secondario costituito da un involucro in plastica applicato sotto vuoto.

**Caratteristiche** : il Clear-Flex® è un contenitore ideale per le soluzioni di grande volume.  
Come contenitore vuoto, la sacca Clear-Flex® è stata certificata conforme alla Direttiva 93/42/CE relativa ai medical devices. Il materiale costituente la sacca Clear-Flex® è un multistrato composto da polietilene, poliamide e polipropilene.  
Le principali caratteristiche del contenitore in Clear-Flex® sono:  
- conformità dei materiali ai comuni tests normalmente indicati per i contenitori in materiale plastico;  
- assenza di rilascio di monomeri (migrazione di plastificanti) alla soluzione;  
- perfetta trasparenza;

	<b>SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA</b> <b>SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE</b>
--	---

- bassa permeabilità al vapor d'acqua che assicura la stabilità della soluzione fino alla sua data di scadenza;
- completa collassabilità che permette la somministrazione dell'intero contenuto (a circuito chiuso) senza introduzione di aria;
- basso assorbimento dei farmaci aggiunti;
- ottima resistenza meccanica;
- basso peso e volume per facilitare il trasporto e lo stoccaggio;
- facile eliminazione del contenitore vuoto nel rispetto dell'ambiente.

Si specifica che l'unico materiale in contatto con la soluzione è il polietilene.

**Etichettatura**

Le etichette e/o foglietti illustrativi relativi a tutte le soluzioni di sodio cloruro 0,9% per irrigazione riportano le seguenti informazioni:

- Marchio Clear-Flex®;
- capacità;
- denominazione soluzione e formula;
- Sterile o simbolo di sterilizzazione a vapore;
- soluzione apirogena;
- composizione;
- indicazioni;
- istruzioni d'uso;
- avvertenze o simbolo di avvertenze;
- non riutilizzare o simbolo di non riutilizzo;
- lotto o simbolo lotto;
- scadenza o simbolo scadenza;
- temperatura di conservazione;
- marchio CE 0123;
- logo Bieffe Medital;
- fabbricante

- Conservazione** : Temperatura non superiore a 25°C
- Validità** : 36 mesi. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra correttamente conservata.
- Confezione** : singola
- Imballo** : scatola con 2 sacche da 5000 ml; 1 foglio illustrativo per scatola.
- Sterilizzazione** : vapore
- Codice prodotto finito** : AECCB7129S

**SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA**  
**SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE**

**Officina di produzione**

Bieffe Medital S.p.A.  
Via Nuova Provinciale  
23034 GROSOTTO (SO)  
ITALIA

o

Bieffe Medital S.A.  
Carretera de Biescas  
SABIÑANIGO  
SPAGNA

**Uffici commerciali**

Bieffe Medital S.p.A.  
Via C. Lorenzini, 4  
20139 MILANO

*Pop*  
8.6.03