

Il sottoscritto con C.F. BZZDLN64D48F205K, per conto di FOR.ME.SA. SNC DI BIZZI ERNESTO & C. convalida in data 18/11/2008 i seguenti DM:

\*\*\*\*\*

Tipo DM:DISPOSITIVO

Nome commerciale e modello:URINALE PER UOMO

Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo):FOR.001.010

Ruolo dell'utente che ha inserito il DM:FABBRICANTE

Fabbricante:FOR.ME.SA. SNC DI BIZZI ERNESTO & C.

Classificazione CND:SISTEMI DI RACCOLTA URINA - ALTRI

Nomenclatore GMDN completo:A plastic or glass container, typically with a relatively narrow neck, designed to be urinated into by a male patient who is confined to his bed.

Classificazione CE:Classe I non sterile e senza funzioni di misura

Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo:Allegato VII

Legame con altri DM:No

-----  
Dati Commerciali

Presenza del codice a barre:Si

DM oggetto di fornitura alle strutture dell'SSN:No

-----  
Documentazione Allegato

Scheda tecnica del DM: (Schema di funzionamento/utilizzo, manutenzione, conservazione e manipolazione del dispositivo, precauzioni di utilizzo, controindicazioni e iterazioni, eventuale tossicità dichiarata, modalità di trasporto e smaltimento):[info@formesa.it](mailto:info@formesa.it)

Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e della sicurezza:[info@formesa.it](mailto:info@formesa.it)

Etichetta:urinale uomo.pdf

-----  
Dati Tecnici

Descrizione:Urinale per uomo

Destinazione d'uso ai sensi del D.Lgs.46/97:Utilizzato per la raccolta di liquidi biologici per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche.Prodotto indirizzato ad operatori professionali di enti ospedalieri, case di cura e/o riposo.

Presenza Tessuti/Sostanze:No

Presenza Medicinali:No

I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento:No

Sterile:No

Monouso:No

Modalità di pulizia/disinfezione:Lavaggio a temperatura massima di 87 gradi C . Non autoclavabile.

-----  
Lista metodi di risterilizzazione

-----  
Latex free:Si

Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente

Materiale:POLIETILENE

Condizioni speciali di smaltimento:No

\*\*\*\*\*

Tipo DM:DISPOSITIVO

Nome commerciale e modello:URINALE PER DONNA

Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo):FOR.001.012  
Ruolo dell'utente che ha inserito il DM:FABBRICANTE  
Fabbricante:FOR.ME.SA. SNC DI BIZZI ERNESTO & C.  
Classificazione CND:AUSILI PER EVACUAZIONE - ALTRI  
Nomenclatore GMDN completo:A device used by a patient or disabled person that is confined to his/her bed and is used as a receptacle for urine and faeces. This is a reusable device.  
Classificazione CE:Classe I non sterile e senza funzioni di misura  
Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo:Allegato VII  
Legame con altri DM:No

-----  
Dati Commerciali

Presenza del codice a barre:Si  
DM oggetto di fornitura alle strutture dell'SSN:No

-----  
Documentazione Allegato

Scheda tecnica del DM: (Schema di funzionamento/utilizzo, manutenzione, conservazione e manipolazione del dispositivo, precauzioni di utilizzo, controindicazioni e iterazioni, eventuale tossicità dichiarata, modalità di trasporto e smaltimento):info@formesa.it  
Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e della sicurezza:info@formesa.it  
Etichetta:urinale donna.pdf

-----  
Dati Tecnici

Descrizione:Urinale per donna  
Destinazione d'uso ai sensi del D.Lgs.46/97:Utilizzato per la raccolta di liquidi biologici per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche.Prodotto indirizzato ad operatori professionali di enti ospedalieri, case di cura e/o riposo.  
Presenza Tessuti/Sostanze:No  
Presenza Medicinali:No  
I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento:No  
Sterile:No  
Monouso:No  
Modalità di pulizia/disinfezione:Lavaggio a temperatura massima di 75 gradi C.  
Non autoclavabile.

-----  
Lista metodi di risterilizzazione

-----  
Latex free:Si  
Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente  
Materiale:POLIETILENE  
Condizioni speciali di smaltimento:No