

TENSOPLAST

BENDA ELASTICA ADESIVA

DESCRIZIONE	Benda elastica adesiva MONOUSO porosa in tessuto di alta qualità cotone/viscosa per compressione e sostegno. Eccezionale elasticità del tessuto, massa adesiva porosa, bordi soffici e non sfilacciabili.
SUPPORTO	Ordito: cotone Consistenza: =17 fili/cm (benda a riposo); Trama: viscosa Consistenza: = 78 fili/cm (benda a riposo) Spessore: 1050-1100 µm Peso del supporto: 140-170 g/m ²
MASSA ADESIVA	Ossido di zinco 24/26%; Resine; Caucciù Peso: 120-150 g/m ² La massa adesiva è spalmata in modo poroso.
RITORNO ELASTICO	massimo 80%
ESTENSIBILITA'	= 115-145%
RESISTENZA ALLO SVOLGIMENTO	250 gf/cm (valore massimo)
ADESIONE	150-400 gf/cm (SU PIASTRA ACCIAIO)
VANTAGGI	-Facile da utilizzare -Tessuto di qualità superiore, altamente estensibile, conformabile, assorbente, termoregolato -Massa adesiva porosa spalmata omogeneamente che permette una corretta traspirazione cutanea, riducendo il rischio di fenomeni di macerazione -Linea centrale gialla che assicura una maggiore precisione nell'applicazione -Bordi soffici con cimosa non ricoperti dall'adesivo
INDICAZIONI	- Svolge una funzione di supporto nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari (contusioni, distorsioni di grado 0-1, lussazioni, lesioni capsulo-legamentose) -Trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore (bendaggio fisso) -Fissaggio di medicazioni
AVVERTENZE	Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti
VALIDITA' CONSERVAZIONE E DURATA	Il prodotto va conservato ad una temperatura non superiore ai 25 °C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni. Il prodotto correttamente conservato mantiene elasticità ed adesività inalterate per il periodo di validità.
PRESENTAZIONE	Unità d'uso: benda singola sigillata in involucro di plastica, in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice a barre. Unità di vendita: confezione da 12 bende in scatole individuali. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE– Dispositivo medico – Classe I
PRODUTTORE	Prodotto per BSN medical Ltd, Brierfield, Inghilterra da BSN medical (Pty) Ltd, Pinetown, 3610, Sud Africa, e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

continua

TENSOPLAST

BENDA ELASTICA ADESIVA

continuazione/2

<i>CODICI</i>	<i>NUOVI CODICI</i>	<i>DIMENSIONI</i>	<i>UNITA' D'USO</i>	<i>CONF. PRIMARIA</i> <i>(multiplo d'ordine)</i>	<i>CONF. SECONDARIA</i> <i>(imballo di magazzino)</i>
4037	71545-00000-00	5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
4058	71546-00000-00	7,5cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende
4068	71547-00000-00	10cmx4,5m (in tensione)	1 benda in cellophane in scatola di cartoncino	12 bende	72 bende