

FIXOMULL

FASCIA AUTOADESIVA IPOALLERGENICA PER IL FISSAGGIO SU AMPIA SUPERFICIE

DESCRIZIONE	Il fissaggio per medicazioni estese realizzato in garza di viscosa resistente alla trazione.
COMPOSIZIONE	Supporto in garza di viscosa color bianco Massa adesiva in poliacrilato ipoallergenico, polimerizzato a raggi UV. La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergico
CARATTERISTICHE	Garza autoaderente, facile da maneggiare, radiotrasparente, permeabile all'aria ed al vapore acqueo. Ipoallergenico, molto ben tollerato anche da pazienti con pelle sensibile. Fissaggio sicuro, buon potere adesivo iniziale e permanente. Chimicamente inerte alla gomma ed alla plastica. Inestensibile/anelastico in ogni direzione. Rimozione indolore anche in presenza di peli, non lascia residui; elevata resistenza tessile. Il fissaggio su area estesa della medicazione sui 4 lati previene i rischi di contaminazione.
STERILIZZAZIONE	Può essere sterilizzato in autoclave.
INDICAZIONI	Fissaggio di medicazioni su area estesa, particolarmente per il fissaggio di medicazioni di grandi dimensioni su parti del corpo poco tortuose. Per esercitare compressione o diminuire la tensione; per fissaggio di tubi, sonde, cateteri, strumenti di misura, strumenti vari.
ADESIVITA'	1,0 – 4,8 N/cm
DURATA DELL'APPLICAZIONE	Breve termine (da uno a più giorni)
CONFEZIONAMENTO	Unità d'uso e di vendita: rotolo in scatola di cartoncino individuale, con marchio CE e codice barra. L'unità d'uso è identificabile BSN (BDF) ai fini di campionatura di gara.
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

CODICI		MISURA	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (unità di vendita)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
VECCHIO	NUOVO				
02105-00001-01	02105-00001-03	5cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02110-00001-01	02110-00001-03	10cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02111-00001-01	02111-00001-03	15cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli
02112-00001-01	02112-00001-03	20cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	18 rotoli
02113-00001-01	02113-00001-03	30cm x 10m	1 rotolo	1 rotolo	18 rotoli