

TENSOGRIP

SUPPORTO TUBOLARE

| | |
|--------------------------|---|
| DESCRIZIONE | Supporto tubolare elastico utilizzabile come supporto leggero e come contenzione di medicazioni. |
| SUPPORTO | Cotone 81% Nylon 8% Lattice naturale 11% |
| LATTICE | Questo materiale contiene lattice naturale che potrebbe causare reazioni allergiche in pazienti con predisposizione all'allergia al lattice. Il suo confezionamento non contiene lattice naturale. |
| FTALATI | Il prodotto ed il suo confezionamento non contengono ftalati. |
| VANTAGGI | -Facile e veloce da tagliare ed applicare -Sostegno e compressione uniformi -Elasticità in tutte le direzioni stabile nel tempo -Non scivola una volta applicato Adatto alle pelli sensibili. -Lavabile a mano in acqua fredda (40°C) -Permeabile all'aria. |
| INDICAZIONI | - Terapia di supporto nella gestione di lesioni e traumi dei tessuti molli - Terapia di compressione leggera - Terapia compressiva post-ustioni - Riduzione e controllo di edemi post traumatici - Supporto post-rimozione del gesso - Per la contenzione di medicazioni laddove è richiesto un supporto leggero |
| CONFEZIONE | Ogni supporto è confezionato in rotolo da 10m in scatola-dispenser di cartone Unità d'uso e di vendita: rotolo singolo in scatola dispenser, con marchio CE e codice a barra. L'unità d'uso è identificabile Essity ai fini di campionatura di gara |
| STERILIZZABILITA' | Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile. |
| CONSERVAZIONE | Il prodotto va conservato in luogo asciutto ed ad una temperatura non superiore ai 25°C. |
| SCADENZA | Il prodotto correttamente conservato ha una vita utile di 5 anni. |
| FABBRICANTE | BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania e distribuito da |
| DISTRIBUITO DA | Sede legale italiana: Essity Italy S.p.A. - Via XXV Aprile n.2 55011 FrazioneBadia Pozzeveri-Altopascio (LU) Sede operativa italiana: Essity Italy S.p.A. - via S. Quasimodo, 12 - 20025LEGNANO (MI) |
| MARCHIO CE | Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I |
| CODICE CND | M030402010101 |

DOSSIER TECNICO

TENSOGRIP

SUPPORTO TUBOLARE

Continua (2)

| NUMERO DI REGISTRAZIONE | CODICE | NUOVO RDM | VECCHIO RDM |
|-------------------------|----------|-----------|-------------|
| | 71513-00 | 1923317 | 22368 |
| | 71514-00 | 1923318 | 1786622 |
| | 71515-00 | 1923320 | 1786624 |
| | 71516-00 | 1923311 | 1786626 |
| | 71517-00 | 1923313 | 1786628 |
| | 71519-00 | 1923319 | 1786623 |
| | 71520-00 | 1923321 | 1786625 |
| | 71521-00 | 1923312 | 1786627 |
| | 71522-00 | 1923315 | 1786630 |
| | 71523-00 | 1923314 | 1786629 |
| | 71524-00 | 1923316 | 1786631 |

| CODICI ESTESI | CODICI BREVI | DIMENSIONI | TAGLIA | UNITA' D'USO | CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine) | CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino) |
|----------------|--------------|--------------|--------|----------------|---------------------------------------|--|
| 71513-00000-01 | 71513-00 | 4.5cm x 10m | A | Rotolo singolo | 1 rotolo | 32 rotoli |
| 71514-00000-01 | 71514-00 | 6.25cm x 10m | B | Rotolo singolo | 1 rotolo | 24 rotoli |
| 71519-00000-01 | 71519-00 | 6.75cm x 10m | C | Rotolo singolo | 1 rotolo | 24 rotoli |
| 71515-00000-01 | 71515-00 | 7.5cm x 10m | D | Rotolo singolo | 1 rotolo | 20 rotoli |
| 71520-00000-01 | 71520-00 | 8.75cm x 10m | E | Rotolo singolo | 1 rotolo | 20 rotoli |
| 71516-00000-01 | 71516-00 | 10cm x 10m | F | Rotolo singolo | 1 rotolo | 12 rotoli |
| 71521-00000-01 | 71521-00 | 12cm x 10m | G | Rotolo singolo | 1 rotolo | 12 rotoli |
| 71517-00000-01 | 71517-00 | 17.5cm x 10m | J | Rotolo singolo | 1 rotolo | 9 rotoli |
| 71523-00000-01 | 71523-00 | 21.5cm x 10m | K | Rotolo singolo | 1 rotolo | 9 rotoli |
| 71522-00000-01 | 71522-00 | 32.5cm x 10m | L | Rotolo singolo | 1 rotolo | 4 rotoli |
| 71524-00000-01 | 71524-00 | 37.5cm x 10m | M | Rotolo singolo | 1 rotolo | 4 rotoli |

Ultimo aggiornamento: 01/07/2019