



CODICE NON STERILE	081307/MI
CODICE STERILE	091307/MI
CODICE CND	A080102
N. REPERTORIO	97413/R

N	Descrizione componente	Materiale
1	Sacca stampata MULTIMEDICAL 3L	E.V.A.
2	Punto infusione con tappo	PC-polisoprene
3	Clamp inviolabile	ABS
4	Tappo perforabile	PC
5	Raccordo LLF	ABS
6	Tappo LLM chiuso	ABS
7	Maniglia per sacca	PVC
8	Capsula per perforatore	Polietilene
9	Perforatore sospeso	ABS
10	Filtro aria 3µ	PP-membrana Gelmann
11	Clamp media	Resina acetilica
12	Raccordo a 4vie	PVC
13	Connettore LLM	ABS
20	Tubo 4,8x6,8 cm42	PVC 70sh
21	Tubo 4,8x6,8 cm102	PVC 70sh
	Bustina 18,5x22cm	Polietilene
	Bustina 13,5x20 cm	Polietilene

AVVERTENZE PER L'ASSEMBLAGGIO
Avvitare il set di riempimento al raccordo LLF della sacca
CONTROLLI SPECIFICI

Confezionamento STANDARD	Primario	Blister carta medicale+film pelabile 24x30cm + confezionare insieme nel blister 5x12cm i componenti n.3 e 6.
	QUANTITA' PER CARTONE: 30 PEZZI	
PER ETICHETTE VEDI SCHEDA CONFEZIONAMENTO "MULTIPAR"		

**PRIVO DI COMPONENTI IN LATTICE
IL SET DI RIEMPIMENTO CONTIENE DEHP**
VALIDO DAL 04 maggio 2011

Descrizione delle modifiche:

 rev.01:modificato labelling. Aggiunto elenco componenti set di riempimento-
 rev.02:modifica testo etichetta, inserito simbolo non risterilizzare- rev.03:
 eliminazione etichette, inserito informazioni aggiuntive.

 Redatto da AQ
 A. Cesari:

 Verificato da PR
 M. Dugoni:

 Approvato da AD
 O.Gavetti: