


OS/4M – OS/16M

KIT PER OSSIGENOTERAPIA CON CANNULA NASALE E UMIDIFICATORE OXYGEN THERAPY KIT WITH HUMIDIFIER AND NASAL CANNULA



Kit monouso con umidificatore OS/3 e cannula nasale OS/12A con tubo antischiacciamento
Disposable kit with humidifier OS/3 and nasal cannula OS/12A with sure flow tubing

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

INDICAZIONI INDICATIONS	Ossigenoterapia umidificata Humidified oxygen therapy
MATERIALE UMIDIFICATORE MATERIAL HUMIDIFIER	Tappo: polipropilene PP – Cap: polypropylene PP Flacone: PET – Bottle: PET Tubo interno e prolunga: PVC medicale Internal and connection tubing: Medical PVC Filtro silenziatore: Polietilene poroso 80 micron No noise filter: porous Polyethylene 80 micron Prodotto senza lattice – Latex-free
MATERIALE CANNULA NASALE NASAL CANNULA MATERIAL	Tubi, raccordi e distributore nasale: PVC di grado medicale Tubing, connection and nasal distributor: Medical grade PVC
DIAMETRO DEI TUBI DIAMETER TUBING	Raccordo al distributore nasale: ext. 3.3 Connection tubing to nasal distributor: Ø ext. 3.3 Raccordo cannula nasale: Ø ext. 5 mm Connection tubing nasal cannula: Ø ext. 5 mm
LUNGHEZZA TUBI E CONNESSIONE LENGTH OF TUBING AND CONNECTION	Cannula Nasale: lungh. 210 cm con attacco femmina universale Nasal cannula: length 210 cm with universal socket Umidificatore: lungh. 75 cm con attacco femmina universale Humidifier: length 75 cm with universal socket
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIA Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIA medical device

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

	OS/4M	OS/16M
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada e scatola di cartone Singly packed in sealed pouches and carton box	Singola in busta PE Singly packed PE pouches
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	100 pezzi in scatola di cartone 100 pcs in carton box	160 pezzi in scatola di cartone 160 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative Humidity: 20% ÷ 80%	
SCADENZA EXPIRY	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione 5 years from production date indicated on the package	