

## AMINOTROFIC® HDE

### SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE	AMINOTROFIC® HDE è un alimento a fini medici speciali a base di aminoacidi essenziali qualitativamente e quantitativamente definiti, completati da idrossimetilbutirrato (HMB) e Vitamina D.
CLASSE DI APPARTENENZA	Alimento a fini medici speciali
DATA NOTIFICA	23/08/2022. EAN 8053610310085
COMPOSIZIONE PER BUSTA	L-Leucina 1250 mg, L-Lisina 650 mg, L-Isoleucina 625 mg, L-Valina 625 mg, L-Treonina 350 mg, L-Cistina 150 mg, L-Istidina 150 mg, L-Fenilalanina 100 mg, L-Metionina 50 mg, L-Tirosina 30 mg, L-Triptofano 20 mg, Tiamina 0,15 mg, Vitamina B6 0,15 mg, HMB 750 mg, Vitamina D 10 µg. <i>Osmolalità 319 mOsmol/kg</i>
CONFEZIONE	Astuccio di cartone contenente 30 buste da 6,5 g.
MECCANISMO D'AZIONE	I componenti di AMINOTROFIC® HDE migliorano lo stato nutrizionale in maniera più efficace rispetto alla sola dieta alimentare nei soggetti con ridotta capacità fisica e facile affaticamento conseguenti a perdita di massa magra (sarcopenia). I tre componenti di AMINOTROFIC® HDE hanno un effetto sinergico nell'arrestare la perdita di tessuto muscolare modulando lo stato infiammatorio e lo stato ossidativo presenti in questi soggetti e riattivando le sintesi di proteine plasmatiche e muscolari. Gli aminoacidi presenti in AMINOTROFIC® HDE sono in grado di riattivare le sintesi proteiche, il metabolita della leucina HMB modula la flogosi arrestando la perdita proteica e la Vitamina D ha un effetto trofico sul muscolo scheletrico e supporta le difese immunitarie.
INDICAZIONI	La supplementazione con AMINOTROFIC® HDE è consigliata nelle seguenti situazioni: 1) per contrastare la perdita di massa muscolare nei soggetti sottoposti a diete ipocaloriche; 2) per migliorare la performance motoria nei soggetti in corso di fisioterapia o che esercitano attività sportive; 3) per ripristinare la performance motoria conseguente a perdita di massa muscolare nel soggetto con scarsa attività fisica giornaliera allettato o confinato negli spazi domestici migliorando la performance motoria sia da solo sia in associazione alla terapia fisica; 4) stati di malnutrizione conseguenti a insufficiente introito di alimenti contenenti proteine ad alto valore biologico (ad esempio carne formaggio uova, latte); 5) negli stati di convalescenza post influenzale e post operatoria; 6) nei soggetti anziani per migliorare la performance cognitiva e muscolare al fine di prevenire l'incidenza di cadute e le relative complicanze. Il prodotto non contiene né glutine né lattosio; può essere utilizzato sia da soggetti celiaci sia da soggetti con intolleranza al lattosio.

<p>MODALITÀ D'USO</p>	<p>Assumere 1 o 2 bustine/die, da disperdere in 100/200 ml di acqua, preferibilmente lontano dai pasti. Si consiglia di iniziare il trattamento con 2 bustine/die per un periodo variabile da 1 a 3 mesi in base alle condizioni del soggetto, per poi passare ad un dosaggio di mantenimento con 1 bustina/die.</p> <p><b>Somministrazione per via enterale</b></p> <p>Non unire Aminotrofic HDE ad altre formule per nutrizione enterale nella stessa sacca.</p> <p>Lavare la sonda con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione del prodotto. Assicurarsi del corretto posizionamento del sondino prima dell'impiego.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versare il contenuto di una busta in un contenitore di vetro adatto a disperdere 100 ml di acqua a temperatura ambiente o leggermente tiepida.</li> <li>2. Mescolare fino a completa dispersione del prodotto.</li> <li>3. Somministrare la soluzione impiegando una siringa da almeno 60 ml.</li> <li>4. Utilizzare preferibilmente subito dopo la preparazione, entro 4 ore se si conserva a temperatura ambiente, entro 24 ore se si conserva in frigorifero.</li> </ol> <p><b>Somministrazione per via orale</b></p> <p>Versare il contenuto di una busta in un bicchiere di vetro e aggiungere 100/140 ml d'acqua a temperatura ambiente; mescolare fino alla completa dispersione. Consumare subito dopo la preparazione.</p>
<p>TITOLARE PRODOTTO</p>	<p>Errekappa Euroterapici S.p.A. - Milano</p>
<p>VALIDITÀ</p>	<p>30 mesi (a confezione integra)</p>
<p>OFFICINA DI PRODUZIONE</p>	<p>Via Merli, 1 – Cusano Milanino (MI)</p>