

**OS/110 - OS/110P**  
**MASCHERA PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI**  
**TRACHEOTOMY MASK**



**MODELLO DI RIFERIMENTO**  
**REFERENCE MODEL:**

**OS/110**

La maschera monouso per pazienti tracheostomizzati è dotata di un elastico che permette di tenere stabilmente in posizione la maschera. Il connettore ruotante può essere collegato ad un tubo ad ossigeno oppure, sfilando l'apposito adattatore, ad un tubo corrugato piuttosto che ad un nebulizzatore per aerosolterapia.

Il prodotto non contiene lattice.

*The disposable mask tracheostomized patients is supplied with an elastic band which allows to dress the mask securely. The rotary connector can be connected to an oxygen pipe or, by removing the adapter, to a corrugated pipe rather than to a nebulizer for aerosoltherapy.*

*The product is latex free.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

<b>MATERIALE</b> <b>MATERIAL</b>	Maschera: PVC di grado medicale. Tubo: polietilene ad alta densità. Inserto: K-Resin <i>Mask: medical grade PVC. Tubing: High density polyethylene. Insert: K-Resin.</i>
<b>ELASTICO DI TENUTA</b> <b>ELASTIC STRAP</b>	Tessuto elasticizzato, L=40cm <i>Elastic tissue, L=40cm</i>
<b>LUNGHEZZA TUBO DI CONNESSIONE</b> <b>CONNECTION TUBING LENGTH</b>	45mm
<b>DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO</b> <b>EXT. TUBING DIAMETER</b>	22mm
<b>DIAMETRO INTERNO DEL TUBO</b> <b>INTERNAL TUBING DIAMETER</b>	17mm
<b>RUOTAZIONE TUBO DI CONNESSIONE</b> <b>CONNECTION TUBING ROTATION</b>	360°
<b>CONFORMITA' ALLA NORMATIVA</b> <b>COMPLIANCE TO STANDARDS</b>	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe IIa. <i>Regulation (EU) 2017/745. Class IIa medical device.</i>

**CONFEZIONAMENTO - PACKAGING**

<b>CONFEZIONE PRIMARIA</b> <b>PRIMARY PACKAGING</b>	Singola in busta termosaldata di PE <i>Singly packed in PE sealed pouch</i>
<b>CONFEZIONE DI VENDITA</b> <b>SALE PACKAGING</b>	50 pezzi in scatola di cartone <i>50 pcs in carton box</i>
<b>IMMAGAZZINAMENTO</b> <b>STORAGE</b>	Temperatura: 0 ÷ +40°C Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0 ÷ +40°C Relative Humidity: 20% ÷ 80%</i>
<b>DATA DI SCADENZA</b> <b>EXPIRY</b>	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>5 years from production date indicated on the package</i>

**ALTRE CONFIGURAZIONI - OTHER CONFIGURATIONS**

<b>MODELLO</b> <b>MODEL</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> <b>TECHNICAL FEATURES</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b> <b>PACKAGING</b>
<b>OS/110P</b>	Come OS/110 - versione pediatrica con maschera di dimensioni idonee <i>As OS/110 - pediatric kind with smaller mask</i>	Come OS/110 <i>As OS/110</i>