

LACRICOMPLEX®

SOLUZIONE OFTALMICA MULTIMOLECOLARE
LUBRIFICANTE E PROTETTIVA

con GlicoPro®

10 ml

L'occhio secco è una patologia della superficie oculare piuttosto frequente, dovuta a varie cause e caratterizzata da:

- alterazione e instabilità del film lacrimale
- infiammazione e lesioni della superficie oculare
- anomalie delle fibre nervose della cornea

che si accompagnano a vari sintomi come bruciore, sensazione di corpo estraneo, visione offuscata, fotofobia.

LACRICOMPLEX® è una soluzione oftalmica lubrificante, protettiva, idratante, lenitiva e antiossidante, contenente **GlicoPro®**, un complesso multimolecolare a base di proteine, glicosaminoglicani solforati e non solforati veicolato da una base mucinica costituita da idrossipropilmetilcellulosa (HPMC). I glicosaminoglicani, in particolare, costituiscono una parte importante del glicocalice della superficie cellulare, e possono rappresentare dei ligandi per molte molecole come fattori di crescita, citochine, chemochine che modulano la risposta infiammatoria.

LACRICOMPLEX® contiene pertanto una tripla componente mucinica insieme a una componente mucoproteica e una proteica ad azione lubrificante, idratante, antiossidante e protettiva che risulta utile nel trattamento della secchezza oculare, anche come coadiuvante in presenza di irritazione e infiammazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici.

LACRICOMPLEX®, inoltre, favorisce i fisiologici processi riparativi a livello corneale e supporta il ripristino della funzionalità delle terminazioni nervose corneali, che diminuisce in caso di sindrome dell'occhio secco.

La soluzione oftalmica è contenuta in un flacone di tipo tecnologico che consente di evitare l'uso di conservanti nel prodotto e permette un'agevole erogazione di tutto il volume di liquido.

INDICAZIONI

LACRICOMPLEX®, grazie alla sua azione lubrificante, protettiva, idratante, lenitiva e antiossidante dei suoi componenti, consente di trattare i sintomi della secchezza oculare, anche come coadiuvante in presenza di irritazione e infiammazione provocata da condizioni ambientali o da stress meccanici.

Inoltre, **LACRICOMPLEX®** risulta utile nel promuovere i fisiologici processi di riparazione corneale e supporta il ripristino delle terminazioni nervose corneali, alterate in corso di secchezza oculare.

MODALITÀ D'USO

Instillare una o due gocce in ciascun occhio 3-4 volte al giorno o secondo parere del medico. Il prodotto può essere utilizzato con lenti a contatto indossate.

COMPOSIZIONE

GlicoPro 10%, HPMC 0,2%, acido boricò 0,25%, sodio tetraborato 0,03%, sodio cloruro 0,810%, acqua depurata q.b. a 100 ml.

AVVERTENZE

- Lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto
- Non utilizzare in caso di allergia e ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto
- Non toccare la superficie oculare con il beccuccio contagocce
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso
- Non utilizzare il prodotto dopo 60 giorni dall'apertura
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza
- Somministrare il prodotto almeno 5 minuti prima o dopo la somministrazione di altri prodotti per uso topico oftalmico
- Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
- In caso di reazioni avverse interrompere l'utilizzo e contattare uno specialista
- Non ingerire
- Tenere lontano da fonti di calore
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non usare il prodotto se la confezione appare danneggiata



0425

STERILE A



LACPLEXSI102Z1 - Rev. 02/2021